


TRACOE Twist Plus



Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1 / 3
55268 Nieder-Olm | Germany
info-tracoe@atosmedical.com
www.atosmedical.com


© Coloplast A/S. All rights reserved.
Atos and the Atos Medical logo
are trademarks of Coloplast A/S.

Atos
atosmedical.com

Contents/ תכולה / المحتويات

IMAGES/ איורים / الصور.....	1
EN - ENGLISH.....	2
HE - עברית.....	6
AR - اللغة العربية.....	9
SYMBOLS.....	13

Image 1/ 1/ الصورة



1	tube/ צינור / الأنبوب
2	HVLP cuff/ שרוולית HVLP/ כفة منخفضة الضغط وكبيرة الحجم
2a	inflation line/ צינורת ניפוח / خط النفخ
2b	pilot balloon with check valve/ בלוון ניסוי עם שסתום בדיקה / بالون مرشد مزود بصمام فحص التسريبات
3	standard 15 mm connector/ מחבר סטנדרטי באורך 15 מ"מ / موصل قياسي مقاس 15 مم
4	locking ring/ טבעת נעילה / حلقة القفل
5	neck flange/ אוגן צוואר / شفة رقبية
6	insert/ מוליך / أداة إدخال
6a	guiding catheter/ שרוולית סיליקון / قسطرة توجيه
6b	silicone sleeve/ שרוולית סיליקון / حلبة سيليكون
7	suction channel/ תעלת שאיבה / قناة شفط
7a	female Luer connector/ מחבר Luer / موصل أنثى مزود بقفل لور / לקבה
7b	suction line/ צינורת שאיבה / خط الشفط
8	obturator/ מטס / سداة
9	fenestrated inner cannula/ קמלה פנמית / قنية داخلية متونفة / منקבת
9a	non-fenestrated inner cannula/ קמלה / قنية داخلية غير متونفة / פנמית לא מנקבת
10	occlusion cap/ פקק אטימה / غطاء الإغلاق
11	adaptors/ מתאמים / محولات
12	neck strap/ רצועת צוואר / حزام الرقبة
13	lubricating jelly/ לאל סיכה / هلام التزييق

Image 2/ 2/ الصورة




Image 5/ 5/ الصورة




Image 4/ 4/ الصورة

















Image 3/ 3/ الصورة



Scope of delivery/ היקף האספקה/ نطاق التوصيل	REF 311-P	REF 312-P	REF 316-P	REF 888- 316-P
	1	-	-	-
	-	1	-	-
	-	-	1	-
	-	-	-	1
9 	-	1	-	1
9a 	2	2	2	2
8 	1	1	1	1
6  6a 6b	1	1	1	1
10 	-	1	-	1
11 	-	-	1	1
12  13 	1	1	1	1

EN - ENGLISH

Instructions for Use Tracoe Twist Plus Tracheostomy Tubes with the Minimally Traumatic Insertion System

The use of Above Cuff Vocalization (ACV) is CE approved only.

NOTE:

Please read the instructions for use carefully. They are part of the described product and must be available at all times. For your patients' and your own safety, please observe the following safety information.


The illustrations to which the text refers can be found on the illustrated pages at the beginning of these instructions. The numbers indicate product components and refer to the respective illustrations of the product. Symbols and icons used with the product are explained in sections "General Description" and "Functional Description".

1. Intended Use and Indications for Use

Tracoe Twist Plus tracheostomy tubes are indicated for providing tracheal access for airway management. They may be used up to 29 days.

Clinical Benefit: Tracoe Twist Plus tracheostomy tubes provide tracheal access to the lower respiratory tract. The cuffed models, when inflated, can be used to seal the airway (e.g. for mechanical ventilation).


Size Table/ טבלת מידות / جدول الأحجام



Size	ID-IC mm	OD-OC bc mm	OD-OC bf mm	TL mm	OB mm	BA °	CD mm
07	7.0	9.8	10.1	85	91	100	26
08	8.0	10.8	11.1	88	95	100	28
09	9.0	11.8	12.1	90	99	100	30
10	10.0	12.8	13.1	92	102	100	32

ID-IC: inner diameter (clear width) at bottom of inner cannula
OD-OC bc: outer diameter at bottom of outer cannula
OD-OC bf: outer diameter of outer cannula behind the flange
TL: length along center line from start of neck flange to bottom of tube
OB: length along outer bend from start of neck flange to bottom of tube
BA: bending angle **CD:** cuff diameter

Image 6/ الصورة 6 / איור 6



Tracoe Twist Plus tubes are double-lumen tubes. The inner cannula can be removed or exchanged e.g. for cleaning from secretions or obstructions while the outer cannula remains in place. Thus, airway patency can be restored by change of the inner cannula.

The tubes with subglottic suction channel allow to remove the secretions that remain above the inflated cuff.

The fenestrated models permit a proportion of the airflow to be directed towards the upper respiratory tract. If the treatment does not require or allow (e.g. mechanical ventilation) the use of a fenestrated tracheostomy tube, the fenestration can be closed by inserting a non-fenestrated inner cannula.

The 15 mm connector is a standardised component to which other airway management devices (e.g. mechanical ventilator, cough assist, nebuliser etc.) can be connected.

Compared to the usage of an endotracheal tube the anatomical dead space is reduced and there is less need for sedation when using a tracheostomy tube. The risk of long-term complications associated with prolonged endotracheal intubation (e.g. vocal cord injuries, formation of granulation tissue in the laryngeal area etc.) can be prevented when using a tracheostomy tube.

Patient Population: The product is intended for adults and adolescents (≥12 - 21 years).

Clinical Use: The product is intended for mechanically ventilated and self-breathing patients in hospitals, pre-hospitals (EMS), extended care facilities, or outpatient clinics, or home care.

Intended User: The product can be used by medical staff trained in tracheostomy care or individuals trained by professionals.

Indications for Use: The tracheostomy tube is indicated for patients where access to the lower respiratory tract is required by means of a tracheostomy to secure the airway. Tracoe Twist Plus tracheostomy tubes are double-lumen tubes. The inner cannula can be removed and replaced in case of encrustation or obstruction by viscous secretions.

The tracheostomy tube with a high-volume-low-pressure (HVLP) cuff seals the trachea to separate the upper airways from the lower respiratory tract. Therefore, it allows efficient ventilation and reduces influx of subglottic secretions into the lung.

The Minimally Traumatic Insertion System is single use only and is indicated for the insertion of the Tracoe Twist Plus tracheostomy tube using the Seldinger technique. It can be used for the first insertion of the tracheostomy tube after percutaneous dilation tracheostomy or when the tube is changed.

The Tracoe Twist Plus extract tracheostomy tubes with subglottic suction channel and cuff (REF 316-P and REF 888-316-P) are predominantly used for patients producing large amounts of secretions and for whom suctioning of the subglottic space is indicated.

The Tracoe Twist Plus extract tracheostomy tubes can be used for Above Cuff Vocalization (ACV).

The double fenestration of the Tracoe Twist Plus models (REF 312-P, REF 888-316-P) allows a proportion of the airflow to be directed towards the upper respiratory tract.

Single Patient Use and Useful Life: The Tracoe Twist Plus tracheostomy tube is for single patient use with a useful life of 29 days. The device can be cleaned and reinserted in the same patient during this time period.

The device should not be used for more than 29 days beginning from the initial opening of the sterile barrier. This maximum period of use includes both patient and non-patient (e.g. cleaning) use of the device.

Caution:
A prolonged use of the tracheostomy tube for more than 29 days may result in material safety and biocompatibility issues.

2. General Description

The Tracoe Twist Plus tracheostomy tube is made of PU and provides an artificial airway to the lower respiratory tract.

The product includes an outer cannula with 2 or 3 inner cannulas with 15 mm connector, a minimally traumatic insertion system (insertor, guiding catheter with silicone sleeve), a perforated obturator, a fabric neck strap, and lubricating jelly which are supplied together within a sterile bag. Adaptors for use with external suctioning devices are only delivered with the subglottic suctioning models (REF 316-P, REF 888-316-P). The fenestrated models (REF 312-P, REF 888-316-P) also contain an occlusion cap.

The Tracoe Twist Plus tracheostomy tubes are available in different diameters and lengths. The tracheostomy tubes, included with the minimally traumatic insertion system, are cuffed models which are provided with the cuff deflated. The appropriate diameter and length of the tube is determined by the physician.

The tracheostomy tube is radiopaque due to its material.

Clinical use of the device in a MR environment is dependent on the product specifications and is described in chapter "MRI Safety Information".

The tracheostomy tube can be used in combination with medical devices that are approved for invasive ventilation through a tracheostoma and are connected via a standard 15 mm connector. The tracheostomy tubes with the subglottic suction channel can be used with medical devices approved for subglottic suction.

This product is supplied with an information card, including two detachable labels, which contain product specific details. These labels will facilitate reordering of the device and its safe use within a MR environment. The labels can be attached to the patient record.

The image 1 represents the most complex tracheostomy tube model.

1	tube	7	suction channel
2	HVLP cuff	7a	female Luer connector
2a	inflation line	7b	suction line
2b	pilot balloon with check valve	8	obturator
3	standard 15 mm connector	9	fenestrated inner cannula
4	locking ring	9a	non-fenestrated inner cannula
5	neck flange	10	occlusion cap
6	insertor	11	adaptors
6a	guiding catheter	12	neck strap
6b	silicone sleeve	13	lubricating jelly

(1) Tracheostomy Tube:

- All tubes are curved and tapered towards the distal end and feature a round tip at the distal end (inside the patient)
- All tubes are made of a radiopaque material
- REF 311-P: The tube is cuffed
- REF 312-P: The tube is cuffed and fenestrated
- REF 316-P: The tube is cuffed with subglottic suction channel
- REF 888-316-P: The tube is cuffed, fenestrated, and with subglottic suction channel

(2) High-Volume-Low-Pressure (HVLP) Cuff:

- The HVLP cuff (2) is located on the distal end of the tracheostomy tube and directly connected to the inflation line (2a).
- The proximal end of the inflation line includes a pilot balloon (2b), with incorporated self-sealing check valve and a female Luer connector.
- The HVLP-cuff is inflated with air only.
- The pilot balloon (2b) displays the cuff diameter (CD) and size, where appropriate.

(5) Neck Flange:

- The neck flange (5) has a curved form.
- Due to its double-swivel the flange is horizontal and vertical movable
- The product code (REF), clinical size (size), inside diameter (ID), outside diameter (OD), length (TL) of the tube and MR Safety symbol are all indicated on the neck flange.

(6-6b) Minimally Traumatic Insertion System

- The combination of the insertor (6) and guiding catheter (6a) with silicone sleeve (6b) constitute the minimally traumatic insertion system.
- The silicone sleeve bridges the gap between the conical end of the insertor and the distal end of the tube.
- The minimally traumatic insertion system is used for the placement of the Tracoe Twist Plus tracheostomy tube using the Seldinger technique.

(7-7b) Subglottic Suction Channel:

- Tracoe Twist Plus extract tracheostomy tubes (REF 316-P, REF 888-316-P) include a subglottic suction channel (7) on the outside of the tracheostomy tube. The suction opening is placed at the lowest possible position above the cuff.

- The proximal end of the suction channel includes a standard female Luer connector (7a) port for connection to an external accessory device used in subglottic suctioning or for air/oxygen supply for ACV. For subglottic suctioning, additional, adaptors (11) can be used for connection.
- The subglottic suctioning port (7a) can be closed by using the attached cap.

(8) Obturator:

- The perforated obturator (8) has a smooth, round, conical tip at the distal end. The obturator is used for re-insertion of the tracheostomy tube for a tracheostoma.
- Due to its perforation the obturator can be used with the Seldinger technique.

(9-9a) Inner Cannulas:

- The models REF 311-P and REF 316-P are supplied with 2 inner cannulas, one of which is pre-mounted in the outer cannula.
- The fenestrated models REF 312-P and REF 888-316-P are supplied with 3 inner cannulas, one of which is pre-mounted in the outer cannula.
- Each inner cannula has a 15 mm connector with a locking ring (4). The blue locking ring indicates a fenestrated inner cannula (9), and the white ring indicates a non-fenestrated inner cannula (9a).
- REF 311-P and REF 316-P contain 2 non-fenestrated inner cannulas.
- REF 312-P and REF 888-316-P contain 1 fenestrated and 2 non-fenestrated inner cannulas.
- The standardized 15 mm connector (3) is permanently attached to the inner cannula and is intended for connecting the tracheostomy tube to external devices with a female standardized 15 mm connector e.g., connection to mechanical ventilation, HME, speaking valve.

(12) Neck Strap:

- The neck strap (12) is a soft strip of padded fabric that wraps around the patient's neck.
- The ends of the strap include hook-and-loop fasteners that are inserted through the eyelets of the neck flange to secure the tracheostomy tube in position.
- The frequency of change is determined by the physician or healthcare professional.

(13) Lubricating Jelly

- The lubricating jelly (13) can be used for the tube insertion with the minimally traumatic insertion system or obturator.

Supplementary Products:

- Products, which can be used in combination with the Tracoe Twist Plus tracheostomy tubes are listed in section "Supplementary Products".

3. MRI Safety Information



REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P and REF 888-316-P

Nonclinical testing has demonstrated the Tracoe Twist Plus tracheostomy tubes REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P and REF 888-316-P are "MR Conditional". A patient with this device can be safely scanned in a MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 Tesla (T) or 3.0 T.
- Maximum spatial field gradient of 1900 gauss/cm (19 T/m).
- Maximum MR system reported whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg (normal operating mode) and a maximum whole head specific absorption rate (SAR) of 3.2W/kg.
- Quadrature driven transmit body coil only.
- The neck flange (5) must be secured in place with the neck strap (12).
- The check valve of the tracheostomy tube cuff (2b) must be secured to the skin with medical tape, away from the area of MR diagnostic interest.
- In non-clinical testing, the image artifact, caused by the check valve, extends (radially) up to 107 mm from the check valve when imaged with a gradient echo pulse sequence and a 1.5 T MR system, and up to 113 mm when imaged with a spin echo pulse sequence in a 3.0 T MR system. Therefore, it is recommended to tape the check valve to the patient's skin away from the area of interest.

Warning:

When used in MR imaging:

- Securely fasten the tube, with a metal-free neck strap, to prevent possible movement while in the MR environment.
- Securely affix the check valve away from the area of interest with standard medical tape to prevent movement within the MR environment.
- MR image quality may be compromised if the area of interest is close to the position of the inflation valve.

4. Contraindications

Tracheostomy Tubes:

- The tracheostomy tube cannot be used in conjunction with heat emitting devices, e.g. laser. There is a risk of fire, also toxic gases may form, and the tube may get damaged.
- The HVLP cuff must not be inflated, when a speaking valve or an occlusion cap is used and vice versa.
- Neonates, infants, and children (<12 years).

ACV use:

- Patients with a new tracheostoma (less than 7-10 days after surgical incision).
- Obstructions in the upper airways that can inhibit the airflow and therefore phonation capabilities.
- Obstructions may lead to pressure increase in the trachea and therefore cause a risk of subcutaneous emphysema.
- Patients with surgical emphysema or infections of the tracheal tissue.
- Patients with unilateral or bilateral paralysis of the vocal cords in median position.

5. General Precautions

- When the product is used together with other medical devices, follow their respective instructions for use. Contact the manufacturer if there are any questions, or if assistance is required.
- Safety precautions must be taken in case of complications during the described procedures, in order to provide immediate ventilation through alternative airways, (e.g. trans laryngeal intubation, laryngeal mask). This is recommended to be based on the respective applicable guidelines and standards for patients with difficult airways, e.g. Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway (American Society of Anesthesiologists, 2013).
- Optimum oxygen levels must be established in the patient before cannulation or recannulation.
- It is strongly recommended that a ready-to-use spare tube and several inner cannulas are kept at the patient's bedside. Store the spare devices under clean and dry conditions.
- It is also recommended keeping an emergency spare device at the bedside in case of an unplanned tracheostomy tube change, e.g. due to complications, a collapsed tracheostoma or similar. The emergency spare device should be one or two sizes smaller than the device in use.
- The product should be inspected for integrity and function prior to use/insertion. Verify that the tube is free of obstruction and the cuff material is not brittle or torn and can be inflated/deflated,

that there is an absence of kinks, tears or cuts, and there is a stable connection between the tube and the neck flange, etc. If the product is damaged, it should be replaced with a new product.

- The sterile packaging and the outer packaging should be inspected for damage prior to opening. If the packaging is damaged or has been unintentionally opened, the device should not be used.
- While in placement, use or removal of the tracheostomy tube do not use excessive forces.
- Do not use unnecessary force on the tracheostomy tube when connecting to or disconnecting from external devices. This may result in damage of the tracheostomy tube and/or displacement / decannulation.
- Always hold the tracheostomy tube at the base of the 15 mm connector when connecting to or disconnecting from external devices.
- The position of the fenestration should be checked via endoscopy.
- The cuff pressure can change if nitrous oxide (laughing gas) is used as an anesthetic.
- All parts of the cuff inflation system must be free from strain and kinking during measurement of the cuff pressure, otherwise the manometer may show incorrect pressure values.
- Ensure that all allowed objects (e.g. hand-held manometer) used to inflate the cuff are clean (free of dust, visible particles, and contaminants). Any obstruction of the cuff filling system may result in deflation of the cuff which will reduce efficiency of ventilation or protection from aspiration.
- To avoid damage to the cuff and improve ease of insertion, always ensure that the cuff is deflated prior to insertion with the deflated cuff towards the neck flange.
- When a manometer and/or a connection tube is attached to the filling line of an inflated cuff, there will always be pressure compensation between cuff and connected device. This will result in a slight pressure loss in the cuff. If necessary, re-adjust the pressure until it is within the optimal range.
- Water inside the cuff: All HVLPL cuffs have a certain degree of permeability to water vapor. Therefore, condensed water vapor may accumulate inside the cuff. If larger quantities of water inadvertently enter the inflation line, it may lead to improper cuff pressure measurement, cuff pressure adjustment, and cuff deflation. In this case, the tracheostomy tube must be replaced.
- When changing the inner cannula, always ensure that the inflation line of the cuff is not positioned between the inner and outer cannulas as it may get trapped and damaged.
- During mechanical ventilation and frequent changes of the patient's position or manipulation of the tube, the inner cannula may become separated from the outer cannula. Therefore, check the connection of the inner cannula regularly.
- During subglottic suctioning, ensure that negative pressure is not excessive and not applied for an extended period in order to avoid drying out of the subglottic area. Intermittent suction is recommended. Closing the cap of the suction line port after suctioning may reduce the drying-out effect. The suction line may be blocked due to accumulated and/or dried secretions inside the suction line or during suctioning of excessive fluid. If the suction line becomes blocked, follow the instructions in chapter "Subglottic Suctioning".
- Improper storage conditions may result in product or sterile barrier damage.
- The vital parameters should be monitored regularly by professionals.

6. Warnings

- Do not use this product if the sterile packaging or the outer packaging have been compromised/damaged, e.g. open edges, holes in packaging etc.
- Reprocessing (including re-sterilisation) is not allowed, this may influence the material and function of the product. The products are single use only.
- Modifications of Tracoe products are not allowed. Tracoe will not be responsible for modified products.
- After removing the insertion system, ensure that the silicone sleeve is still located on the guiding catheter. If not, the silicone sleeve (radiopaque) must immediately be removed from the tube or airway.
- During initial placement of a tracheostomy tube immediately stop the ventilation through the upper airways when the cuff of the inserted tracheostomy tube is inflated. This reduces the risk of barotrauma.
- Ensure that the cuff is not punctured by instruments or sharp tracheal cartilage ridges.
- Use only water-soluble lubricating jelly for tracheostomy applications, as oil-based jelly may damage the tube.
- Ensure that the tube does not become obstructed when applying lubricating jelly to the obturator tip.
- Check the position and function of the tube following insertion. Incorrect placement may result e.g. in permanent damage to the tracheal mucosa or minor bleeding.
- Do not move or shift the tube once it is in position, as this may damage the stoma / trachea or lead to insufficient ventilation.
- Do not turn the 15 mm connector, as this may cause the rotation of the inner cannula inside the outer cannula. It may lead to interruption of the air supply or dislocation of the tracheostomy tube. Use the locking ring to loosen and re-lock the inner cannula.
- Never use fenestrated inner cannulas for ventilation.
- To avoid damage to the cuff material it should not be in contact with local anesthetics containing aerosols or any ointments, i.e. dexpanthenol.
- Long-term and excessive cuff pressure above 30 cmH₂O (≈ 22 mmHg) poses a risk of permanent damage to the trachea.
- Only fill the cuff with air. Do not fill the cuff with liquids as this would lead to cuff pressure peaks above 30 cmH₂O.
- Insufficient filling (below 20 cmH₂O) of the cuff could result in insufficient ventilation and/or an increased risk of aspiration, which may result in the worst case in VAP (ventilator associated pneumonia) or aspiration pneumonia.
- When repositioning the patient, while in bed, ensure that the patient does not lie on the pilot balloon, as this could increase the cuff pressure and potentially damage the trachea.
- To prevent damage to the stoma or trachea, ensure that the cuff is deflated (empty) prior to insertion or removal of the tube. If it is not possible to deflate the cuff, cut the inflation line with a pair of scissors and remove the air. In this event, the product is defective and must be replaced.
- During air travel alteration of the cuff pressure may occur. Therefore, ensure permanent cuff pressure control.
- Before deflating the cuff ensure that the patient's upper respiratory tract is unobstructed. When applicable, clear the upper respiratory tract of any secretions through suction or patient coughing.
- Make sure that the correct Luer connectors are used for filling the cuff (transparent) and suctioning (white).
- Make sure that the correct Luer connector (white) is used for ACV.
- Ensure that the tracheostomy tube is free of obstructions which may lead to reduction of the delivered airflow. Therefore, regular suctioning of the secretion inside the tube depending on individual patient's needs (e.g. amount of secretions) is recommended.
- Excessive viscous secretion may lead to dislocation of the tracheostomy tube. Ensure the correct placement of the tube by regularly checking of the tube position and reduce the risk of dislocation by subglottic suctioning of the secretion.
- Use only suction catheters to clear the secretions from the patient's respiratory tract and the tracheostomy tube. Instruments may wedge in the tube and restrict ventilation.
- Regularly check that all connections are secure to prevent an inadvertent disconnection of the tube from external equipment and ensure efficient ventilation.
- Keep the 15 mm connector clean and dry.
- Do not use non-authorized tools to disconnect external equipment from the 15 mm connector, as this might deform the 15 mm connector.

- Occlusion caps/speaking valves must only be used with a deflated cuff to avoid the risk of suffocation.
- During insertion and removal of the tube a need to cough or bleeding may occur.

7. Side Effects

Typical side effects of tracheostomy tubes use include bleeding, pressure points, pain, stenosis, and skin irritation (e.g. due to moisture), granulation tissue, tracheomalacia, tracheoesophageal fistula, increased secretion, and swallowing difficulties. In case of an adverse event please contact a medical professional immediately.

When using ACV, typical side effects include increased secretion, discomfort, hoarseness, coughing, nausea, or laryngeal drying out due to restoring upper respiratory tract (cleaning / tasting / speaking) functionality.

During cuff deflation trials, increased secretion, discomfort, hoarseness, coughing, or nausea may be present.

8. Functional Description

Caution:

- It is strongly recommended that a ready-to-use spare tube and several inner cannulas are kept at the patient's bedside. Store the spare devices under clean and dry conditions.
- It is also recommended keeping an emergency spare device at the bedside in case of an unplanned tracheostomy tube change, e.g. due to complications, a collapsed tracheostoma or similar. The emergency spare device should be one or two sizes smaller than the device in use.
- Safety precautions must be taken in case of complications during the described procedures, in order to provide immediate ventilation through alternative airways, (e.g. trans laryngeal intubation, laryngeal mask). This is recommended to be based on the respective applicable guidelines and standards for patients with difficult airways, e.g. Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway (American Society of Anesthesiologists, 2013).

8.1 Preparing the Tube

This is a sterile device, which allows usage within a sterile environment.

The size of the tube and appropriate length is determined by a physician.

The following functions must be checked immediately prior to use: functionality of the cuff, completeness of the device. If the device fails the initial inspection, repeat the procedure with a new device. Do not discard the device and follow instructions provided in section "Returns and Complaints".

A. When using the Minimally Traumatic Insertion System

1. Inspect the sterile packaging to ensure it is undamaged and all components are present.
2. Open the package and visually inspect the device for damages.
3. Check if the tube is free of obstruction, the material is not brittle or torn, the cuff is intact, the inflating or suction lines are not kinked, there are no tears or cuts, the connection between the tube and the neck flange is stable.
4. Check the HVLPL cuff for leakage by inflating with a hand-held manometer, to a pressure of 50 cmH₂O (≈ 36.78 mmHg). Watch the filled cuff for 1 minute to detect leakage by pressure decrease / cuff deflation. If the cuff is tight, remove the air with a syringe. Do not pull any further, e.g. into a vacuum.
5. Verify that the locking ring of the pre-mounted inner cannula can be opened and re-locked without resistance. To open the locking ring of the inner cannula, turn it counterclockwise. To lock the locking ring of the inner cannula, turn it clockwise. Afterwards, make sure that the locking ring is locked properly, and the inner cannula is secured within the outer cannula. Do not remove the inner cannula from the outer cannula.

Caution:

- Make sure to not shift the silicone sleeve when checking the locking mechanism of the inner cannula to prevent a gap in diameter between distal tube end and inserter. In case of a shift the connection can be tightened by carefully pulling back the inserter or the guiding catheter.

6. Check if the pre-assembled silicone sleeve smoothly bridges the gap between the conical end of the inserter and the distal end of the tube. If a gap is visible, the connection can be tightened by carefully pulling back the inserter or the guiding catheter.

Caution:

- **Do not disassemble the pre-assembled tracheostomy tube consisting of insertion system with guiding catheter, tracheostomy tube, and inner cannula.**
- **Do not pull on the tip of the guiding catheter or silicone sleeve. Ensure to take hold of the complete insertion system (inserter, guiding catheter).**
- 7. The silicone sleeve and the end of the tracheostomy tube are then lubricated with a pea-sized amount of the lubricating jelly supplied.
- 8. If appropriate, the neck strap can be attached to the neck flange wings for fixation after insertion of the tube. If a neck strap is to be used, it should be placed below the patient's neck prior to the procedure.

B. When using the obturator for re-insertion

Follow steps 1-5 as described above and proceed as follows:

6. Ensure the obturator inside the tracheostomy tube can be easily moved in and out of the tube.
7. Place the obturator inside the tracheostomy tube.
8. Apply a thin film of lubricating jelly to the protruding part of the obturator at the lower part of the tube including the cuff.
9. If appropriate, the neck strap can be attached to the neck flange wings for fixation after insertion of the tube. If a neck strap is to be used, it should be placed below the patient's neck prior to the procedure.

8.2 Preparing the Patient

Ensure that the patient is optimally pre-oxygenated immediately before insertion or re-insertion.

To facilitate insertion, place the patient in a flat supine position with overextended neck, if possible.

8.3 Inserting the Tube

A. When using the Minimally Traumatic Insertion System

The minimally traumatic insertion system is intended for use with the Seldinger technique.

1. The tracheotomized patient has been prepared for cannulation and a Seldinger wire (included in Tracoe expere Sets, not included in P tubes) has been inserted into the stoma canal.
2. Place the tracheostomy tube with insertion system (inserter, guiding catheter) over the Seldinger wire in situ (see Image 5). If using the Tracoe Seldinger wire make sure to stop when the marking on the wire is visible outside of the tube at the end of the guiding catheter outside of the patient.
3. Insert the tube together with the inserter and guiding catheter along the Seldinger wire through the tracheostoma into the trachea. Take care that the tube, inserter handle, guiding catheter, and Seldinger wire remain aligned and fixed with one hand. Any displacement may result in a gap between the silicone sleeve and the tube leading to a difficult or aborted insertion.
4. Gently push the tube forward until the neck flange is in contact with the skin surface.

5. Once in place, secure the tube with one hand and withdraw the inserter and guiding catheter together with the Seldinger wire while the tracheostomy tube remains in position within the trachea (see Image 6).

If the inserter is too difficult to be removed, it can also be removed together with the inner cannula. Therefore, loosen the inner cannula by turning the locking ring counterclockwise. If the inner cannula is removed when removing the inserter, make sure that an inner cannula is then reinserted and locked into place by turning the locking ring clockwise. This can be either the inner cannula from which the insertion system has been removed or a spare inner cannula.

Caution:

- **Do not pull on the guiding catheter separately while the inserter is still inside the tracheostomy tube.** Pull out the inserter always together with the guiding catheter and Seldinger wire or remove the inserter first before pulling on the guiding catheter leaving the tracheostomy tube in place within the trachea.
- After removing the inserter, ensure that the silicone sleeve is still located on the guiding catheter. If the silicone sleeve detaches from the guiding catheter, proceed as follows:
 - o Immediate inspection of the lumen of the tracheostomy tube. If the sleeve remains in the tube, the inner cannula must be replaced with the spare device immediately.
 - o If the silicone sleeve is not visually detectable, it is recommended taking a chest X-ray for the precise localization immediately. Since the silicone sleeve is radiopaque, the X-ray serves as preparation for bronchoscopic removal.

B. With the Obturator

The obturator is perforated and can be used in combination with a Seldinger wire.

1. Prepare the tube and the patient as described in chapter "Preparing the Tube" and "Preparing the Patient".
2. When inserting the tube (with the obturator inside) into the tracheostoma, hold the tube at the neck flange and press the obturator firmly against the 15 mm connector.
3. Gently push the tube forward until the neck flange is in contact with the skin surface.
4. Secure the tube with one hand and remove immediately the obturator after insertion.

8.4 Following Tube Insertion

1. Check if the airway through the tube is unobstructed and if necessary, adjust the position of the tracheostomy tube (e.g. using a bronchoscope).
2. Connect the 15 mm connector of the inner cannula with the respiratory system if ventilation is required.
3. If appropriate: Inflate the cuff of the tracheostomy tube with air through the Luer connector located at the pilot balloon.
4. To prevent tube dislocation, secure the tube in place with the neck strap.
5. It is recommended that a dressing is placed between the tracheostoma and the neck flange to prevent irritation of the skin underneath the flange.
6. Re-check the cuff pressure to make sure that the cuff has not been damaged during the insertion.

8.5 Inflating the Cuff

Option 1: In place of a standard syringe for inflating the cuff, we recommend the use of a hand-held manometer. Adjust the cuff pressure to the individual ventilation therapy and check it at regular intervals. Typically, the pressure should be between 20 cmH₂O (≈ 15 mmHg) and 30 cmH₂O (≈ 22 mmHg).

Option 2: Use a Tracoe Smart Cuff Manager to maintain the cuff pressure within the range of 20 to 30 cmH₂O through passive control. Attach the male Luer of the Tracoe Smart Cuff Manager to the female Luer of the check valve of the tracheostomy tube. Inflate the Tracoe Smart Cuff Manager using a standard syringe according to the respective IFU.

Caution:

- When repositioning the patient, while in bed, ensure that the patient does not lie on the pilot balloon, as this could increase the cuff pressure and potentially damage the trachea.

8.6 Connecting/Disconnecting External Equipment

To connect to external equipment or accessories (e.g. ventilator) firmly hold the base of the 15 mm connector and gently push the connection end of the external device until it is securely attached to the tracheostomy tube. If in doubt, twist the connection end on and off several times, in order to confirm the amount of force needed to ensure the connection is secure and the external device can be easily disconnected at a later time.

If disconnection is difficult, use a standardized disconnect wedge (not supplied) to uncouple the tracheostomy tube from external equipment or accessories by sliding the opening of the disconnect wedge between the 15 mm connector and external device until the two devices are separated, see chapter "Supplementary Products".

Caution:

- Do not use unnecessary force on the tracheostomy tube when connecting to or disconnecting from external devices. This may result in damage of the tracheostomy tube and/or displacement/decannulation.

8.7 Subglottic Suction

1. To perform intermittent suctioning, remove the cap of the subglottic suction line Luer connector.
- 2a. Manual suctioning can be carried out using a syringe.
- 2b. An active suction device can be connected using the adaptors (see Image 2).
3. Following subglottic suctioning, reseal the suction line Luer connector with the cap.

Caution:

- If the suction channel is obstructed, it can be cleared by inflation of air/ oxygen (recommended 3-6 l/min; max. 12l/min) or it can be rinsed with saline solution (recommended 2-3 ml). Do not exceed the recommended limits and take care of the patient's individual tolerability. The following side-effects could occur: Accumulation of potentially contaminated secretions, discomfort, nausea and retching, excessive secretions.
- Before rinsing the suction channel, make sure that the cuff is sufficiently inflated.
- Remove the applied saline immediately after rinsing the suction channel.
- If the suction channel does not get cleared, the tube must be changed.

8.8 Above Cuff Vocalisation

Caution:

- ACV must be performed by professional personnel.

ACV is used to provide phonation capabilities for the patient. Therefore, it must be adjusted to the individual patient's needs and abilities. It is essential that the patient is instructed and involved in every step of ACV to ensure cooperation and good results during the application. Before using ACV ensure that the patient is wearing a tracheostomy tube with permanently inflated cuff and does not tolerate cuff deflation. If needed, air can be humidified before inflation through the subglottic suction line which may prevent the laryngeal mucosa from drying out.

1. Explain the planned procedure to the patient. Indicate possible adverse reactions and clarify patient's questions.
2. Verify that the upper airways are not obstructed.
3. Clear the subglottic space from secretions using subglottic suctioning.
4. Verify that the suction channel is not obstructed.
5. Connect the adjustable air or oxygen supply via a fingertip connector to the female Luer connector of the subglottic suction line. Alternatively, other devices for interruption of the permanent airflow may be used (e.g. Y-connector).
6. Inflate air slowly into the upper airways of the patient starting with 1 l/min and slowly rising to a typical flow rate of 3-6 l/min depending on the patients' requirements. To may reduce laryngeal mucosa from drying out, flow rates must not exceed 12 l/min. Use the fingertip connector to limit the air flow time. This timeframe should be adapted to the patient's exhaling rhythm. Adjust airflow and time within the comfort zone of the patient.
7. Monitor the patient's reaction and adjust parameters (flow and time of airflow) as necessary.
8. When the session is finished, turn off the air flow and disconnect the equipment from the subglottic suction line connector and replace the cap.

Caution:

- The airflow through the upper airways may irritate the patient or may lead to increased secretion, coughing, nausea, or retching.
- If the voice sounds gruff, repeat subglottic suction to clear the airway.
- Adjust the duration of a single ACV session to the capabilities/endurance of the patient.
- Use short sessions of ACV to prevent drying of the laryngeal mucosa.
- Regularly monitor patients with tracheostoma by medically trained staff.

8.9 Deflating the Cuff

Before deflating the cuff, ensure that as little secretions as possible enter the lower respiratory tract, e.g. by subglottic suctioning and/or suctioning through the tube. To deflate the cuff, attach a syringe (with the plunger pushed in) to the female Luer connector of the pilot check valve. Pull the plunger back until air is removed from the cuff. Do not pull any further, e.g. into a vacuum. The cuff must be deflated (empty) prior to removal of the tracheostomy tube.

Caution:

- When removing the air from the cuff, pay attention to the volume of the air removed. This serves as a reference for the integrity of the system for further cuff inflation.

8.10 Changing the Inner Cannula

If viscous secretion collects in the inner cannula and cannot be suctioned, thus impeding the airflow, replace the inner cannula with a new or cleaned inner cannula.

1. Loosen the inner cannula by turning the locking ring counterclockwise and remove it.
2. If the product is damaged, do not further use the inner cannula, do not discard the inner cannula and follow instructions in chapter "Returns and Complaints".
3. Once a new inner cannula has been inserted into the outer cannula, lock in place by turning the locking ring clockwise until it clicks into place.

Caution:

- When inserting the inner cannula, ensure that the inflation line of the cuff is not lying between the inner and outer cannulas, otherwise it may get trapped and damaged.

8.11 Removing the Tube

In case of a tube change, prepare the replacement tube as described in chapter "Preparing the Tube". Before removing the tube, prepare the patient as described in chapter "Preparing the Patient".

1. Deflate the cuff (see chapter "Deflating the Cuff").
2. Secure the neck flange, while loosening the neck strap.
3. Firmly hold the neck flange and gently pull the tracheostomy tube from the stoma. If necessary, suctioning of secretions through the tube may be helpful to prevent infiltration into the lower respiratory tract.
4. Following removal, the tube should be cleaned as soon as possible to prevent encrustation of fluids.
5. If the product is damaged, do not further use the tube, do not discard the tube and follow instructions in chapter "Returns and Complaints". In case of a tube change, follow the instructions described in chapters "Inserting the Tube", "Following Tube Insertion", "Inflating the Cuff" and "Connecting/Disconnecting External Equipment" after removing the tube.

9. Care and Cleaning

Caution:

- The device should not be used for more than 29 days beginning from the initial opening of the sterile barrier.
- The minimally traumatic inserter and guiding catheter are single-use and not allowed to be cleaned and reused.
- This maximum period of use includes both patient and non-patient (e. g. cleaning) use of the device.
- For reasons of hygiene and to avoid a mix-up when reassembling the tube afterwards only one outer cannula together with the corresponding inner cannula must be cleaned together.
- The product should be inspected for integrity and function prior to re-insertion

Cleaning of the tracheostomy tube and obturator is intended to remove any bodily fluids or encrustation that may inhibit its clinical use.

Please take care to hold the outer cannula after cleaning at its neck flange, the inner cannula at the 15 mm connector and the obturator at its handle.

The following instruction for manual cleaning applies to all Tracoe Twist Plus models and sizes:

1. Loosen the inner cannula from the outer cannula
2. To clean the tube (outer and inner cannula) and obturator, rinse the devices separately under lukewarm (max. 40 °C/104 °F) potable water until they are visibly clean and free of encrustations.
3. Particular attention should be taken to ensure the inside of the tube and as appropriate, the subglottic suction are thoroughly rinsed.
4. For removal of residual debris brushes or swabs offered by Tracoe can be used, see "Supplementary Products".
5. Alternatively, the Tracoe cleaning products (see "Supplementary Products") can be used in accordance with their respective instructions for use.
6. After cleaning, rinse the tube with potable or distilled water.
7. If the tube is not visually clean after rinsing then:
 - repeat rinsing until it is visibly clean, or
 - repeat the cleaning using the Tracoe cleaning products, or
 - safely dispose of the tracheostomy tube.

1. שימוש מיועד והתוויות לשימוש

צינורות הפיום Tracoe Twist Plus נועדו לספק גישה אל קנה הנשימה לצורך טיפול בנתיב האוויר. ניתן להשתמש בהן עד 29 ימים.

יתרון קליני: צינורות הפיום Tracoe Twist Plus מספקים גישה אל דרכי הנשימה התחתונות דרך קנה הנשימה. כאשר מנפחים את הדגמים עם השרווליות, ניתן להשתמש בהם לאיטום דרכי האוויר (לדוגמה, לשם הנשמה מלאכותית).

צינורות Tracoe Twist Plus הם צינורות בעלי חלל כפול. ניתן להוציא או להחליף את הקנולה הפנימית, למשל לצורך ניקוי מהפרשות או חסימות, בעוד שהקנולה החיצונית נשארת במקומה. לכן, ניתן לפתוח מחדש את דרכי האוויר על ידי החלפת הקנולה הפנימית.

צינורות עם תעלת שאיבה תת-גלוטית מאפשרים הרחקה הפרשיות הנוותרות מעל השרווליות המנופחת. הדגמים המנוקבים מאפשרים לנתב חלק מרמת האוויר אל דרכי הנשימה העליונות. אם הטיפול אינו דורש או מאפשר (למשל, הנשמה מלאכותית) שימוש בצינור פיום הקנה מנוקב, ניתן לסגור את הנקבים על ידי הכנסת קנולה פנימית שאיבה מנוקבת.

המחבר באורך 15 מ"מ הוא רכיב מתוקנן שאינו ניתן לחבר תקנים אחרים לניהול זרימת האוויר (למשל, מנשם מלאכותי, מכשיר משעל המסייע לפינוי ליחה, מכשיר אינהלציה (בבולייזר), וכדומה).

בהשוואה לשימוש בצינור תוך-קני (אנדוטוראלי), החלל האנטומי המת מצטמצם, ופוחת הצורך בטשטוש כשמשתמשים בצינור פיום הקנה. ניתן למנוע את הסיכון לסיבוכים לטווח ארוך המיוחסים לצנור תוך קני ממושך (למשל, פציעות במיתרי הקול, היווצרות קרבת גרעון באזור הגרון וכדומה) כשמשתמשים בצינור פיום הקנה.

אנלוגיות המטופלים: המוצר מיועד למבוגרים ולמתבגרים (12-21 שנים).

שימוש קליני: המוצר מיועד למטופלים מונשמים ולמטופלים הנושמים באופן עצמאי בבתי חולים, לפני ההגעה לבית החולים (שירותי רפואת חירום (EMS)), במסודות לטיפול ממושך, במרפאות חוץ או בטיפול ביתי.

משתמש מיועד: במוצר יוכל להשתמש צוות רפואי שעבר הכשרה בטיפול בפיום קנה או אנשים שהוכשרו על ידי מאקצוע.

התוויות לשימוש: צינור פיום הקנה מיועד למטופלים עבורם נדרשת גישה אל דרכי הנשימה התחתונות באמצעות פיום הקנה, כדי לאטום את נתיב האוויר. צינורות פיום הקנה Tracoe Twist Plus הם צינורות בעלי חלל כפול. ניתן להוציא או להחליף את הקנולה הפנימית, במקרה של היווצרות קרום או חסימה עקב הפרשות צמיגות.

צינור פיום הקנה עם שרווליות בעלת נפח גבוה ולחץ נמוך (HVLV) אוטם את קנה הנשימה כדי להפריד בין דרכי הנשימה העליונות לבין דרכי הנשימה התחתונות. לכן, הוא מאפשר הנשמה יעילה ומפחית זרימת הפרשות תת-גלוטיות לתוך הריאות.

מערכת ההחדרה המצמצמת טראומה מיועדת לשימוש חד-פעמי בלבד ונועדה להחזרת צינור פיום הקנה Tracoe Twist Plus בטכניקת Seldinger. ניתן להשתמש בה לצורך ההחדרה הראשונה של צינור פיום הקנה לאחר הרחבה מלעורית או בעת החלפת הצינור.

צינורות פיום הקנה Tracoe Twist Plus Extract עם תעלת שאיבה תת-גלוטית ושרווליות (REF 316-P-1 ו-REF 888-316-P) משמשים בעיקר למטופלים המייצרים כמויות גדולות של הפרשות ולמטופלים החזקים לשיאיבה בחלל התת-גלוטי.

בצינורות פיום הקנה Tracoe Twist Plus extract ניתן להשתמש להפקת קול באמצעות החדרת אוויר מעל השרווליות (ACV).

הניקוב הכפול של דגמי Tracoe Twist Plus (REF 312-P, REF 888-316-P) מאפשר לנתב חלק מזרימת האוויר אל דרכי הנשימה העליונות.

שימוש במטופל יחיד ואורך חי המוצר: צינור פיום הקנה Tracoe Twist Plus מיועד לשימוש עבור מטופל יחיד וניתן להשתמש בו במשך 29 ימים. במהלך פרק זמן זה, ניתן לנקות את המכשיר ולהחזיר אותו מחדש לאותו מטופל.

אין להשתמש במכשיר במשך יותר מ-29 ימים החל מפתיחת המחיצה הסטרילית. תקופת שימוש מרבית זו כוללת את השימוש במכשיר הן על ידי המטופל והן על ידי מי שאינו מטופל (למשל לצורך ניקוי).

זהירות:

שימוש ממושך של יותר מ-29 ימים בצינור פיום הקנה עלול לגרום לבעיות של בטיחות חומרים ושל תאימות ביולוגית.

2. תיאור כללי

צינור פיום הקנה Tracoe Twist Plus עשוי PU ומספק נתיב אוויר מלאכותי אל דרכי הנשימה התחתונות.

המוצר כולל קנולה חיצונית עם 2 או 3 קנולות פנימיות בעלות מחבר באורך 15 מ"מ. מערכת החדרה המצמצמת טראומה (מולך, צנתר מוביל עם שרוול סיליקון), אטם מנוקב, רצועת צוואר מבודד וגל סיכה המסופקים יחד בתוך שקית סטרילית. מתאימים לשימוש עם מכשירי שאיבה חיצוניים מסופקים רק עם דגמי שאיבה תת גלוטית (REF 316-P, REF 888-316-P). דגמים המנוקבים (REF 312-P, REF 888-316-P) מכילים גם פקק אטימה.

צינורות פיום הקנה Tracoe Twist Plus זמינים בקטרים ובאורכים שונים. צינורות פיום הקנה הכוללים במערכת ההחדרה המצמצמת טראומה הינם דגמים הכוללים שרוול, המסופקים כאשר השרוול מרוקן מאוויר. הקוטר והאורך המתאימים של הצינור נקבעים על ידי הרופא.

צינור פיום הקנה אטום לקרינה בשל החומר ממנו הוא עשוי.

השימוש הקליני במכשיר בסביבת תהודה מגנטית (MR) תלוי במפרט המוצר ומותאר בסעיף "מידע בנושא בטיחות MRI".

ניתן להשתמש בצינור לפיום הקנה בשילוב עם מכשירים רפואיים מאושרים להנשמה פולשנית דרך פתח פיום קנה הנשימה ושחמבורים באמצעות מחבר סטנדרטי באורך 15 מ"מ. בצינורות פיום הקנה עם תעלת שאיבה תת-גלוטית ניתן להשתמש עם מכשירים רפואיים מאושרים לשיאיבה תת-גלוטית.

למוצר המסופק מצורף כרטיס מידע הכולל שתי תוויות נתלשות, המכילות פרטים ספציפיים על המוצר. המדבקות יסייעו לסדר מחדש את המכשיר ולהשתמש בו באופן בטוח בסביבת תהודה מגנטית. ניתן להדביק את התוויות בתיק הרפואי של המטופל.

אזור 1 מתאר את הדגם המורכב ביותר של צינור פיום הקנה.

1	תעלת שאיבה	7	צינור
2	מחבר Luer נקבה	7א	שרווליות HVLV
2א	צינוריות שאיבה	7ב	צינוריות ניפוח
2ב	אטם	8	בלון ניסוי עם ססתום בדיקה
3	קנולה פנימית מנוקבת	9	מחבר סטנדרטי באורך 15 מ"מ
4	קנולה פנימית לא מנוקבת	9א	טבעת נעילה
5	פקק אטימה	10	אוגן צוואר
6	מתאימים	11	מולך
6א	רצועת צוואר	12	צנתר מוביל
6ב	גל סיכה	13	שרווליות סיליקון

8. All areas of the tube and obturator should be inspected, in adequate light, to ensure the device is free of contaminants and encrustations.

9. Following the cleaning process, place the tube and obturator on a clean lint-free dry towel and air dry in an area free of airborne contaminants.

10. The outer cannula, the inner cannula and the obturator are considered dry when there is no visual evidence of residual water. Please check, that the inner of the cuff is dry.

11. Finally, a visual and functional inspection prior to re-insertion should be performed to verify that the tube and obturator are not damaged (also see chapter "Preparing the Tube").

Caution:

- The tracheostomy tube (outer and inner cannulas) and obturator should be cleaned immediately after removal from the stoma to prevent drying of soil and contaminants.
- When cleaning, take care not to damage the cuff or the inflating line.
- When immersing a cuffed tube in a cleaning reagent solution, it is recommended to not submerge the pilot balloon in the solution.
- The frequency of cleaning must be defined by the physician but must not exceed the allowed frequency.
- It is recommended to clean the tracheostomy tube on a daily basis. Maximum allowed cleaning cycles within 29 days are 29 for the outer cannula and 35 for the inner cannula, otherwise biocompatibility and material stability could be impaired.
- The tubes must never be cleaned using agents or procedures which are not specified in this instruction.
- The tracheostomy tube is single patient use. Therefore, it must be returned to the same patient.
- Failure to clean the device properly can result in damage to the tube, an increase in air resistance due to obstructions, or irritation/inflammation of the tracheal stoma.
- Since the upper respiratory tract is never free from microorganisms, even in healthy individuals, we do not recommend the use of disinfectants.

10. Storage

a) Store the Tracoe products in their original packaging according to the conditions displayed on the packaging. Do not heat the products to a temperature above 60°C.

b) Store cleaned tracheostomy tubes in a clean covered container, within a clean and dry location, and away from sunlight. Re-insert the tracheostomy tube as soon as possible. Improper storage conditions may result in tube damage or contamination. Do not store the cleaned devices for more than 29 days from first use.

11. Packaging

The product is provided sterile (with ethylene oxide) which allows application under sterile conditions. Tracoe tracheostomy tubes do not require a sterile environment during normal use or cleaning.

12. Disposal

Used products are to be disposed of in accordance with national regulations, waste management plans, or clinical procedures governing biohazardous waste materials, e.g. the direct disposal in a tear and moisture-resistant and secure bag or container, which is routed to the local waste disposal system for contaminated medical products.

For further recommendations, contact your hygiene officer in health facilities, or the local waste management for homecare use.

13. Returns and Complaints

If you have a complaint about the device, please contact complaint.se@atosmedical.com. If it is involved in a reportable incident, as defined in local medical device legislation, additionally contact the appropriate regulatory body in the country of use.

14. Supplementary Products

Tracoe Twist Plus Tracheostomy Tubes with Minimally Traumatic Insertion System are also available as Tracoe Experc Set in combination with Tracoe Experc Dilatation Set.

The Tracoe Seldinger Guide Wire is part of the above-mentioned sets. It is also available separately with or without guiding catheter.

14.1 Recommended Products:

- Tracoe Twist Plus Spare inner cannulas
- Syringes with standard male Luer connector
- Cuff pressure monitors for HVLV cuffs with standard male Luer connector
- Tracoe Smart Cuff Manager
- Sterile water-soluble lubricating jellies for tracheostomy applications
- Neck straps
- Disconnecting wedges for tracheostomy / endotracheal tubes with 15 mm connectors
- Humid Moist Exchangers (HME) with a standard male 15 mm connector

14.2 Optional Products:

- Speaking valves and occlusion caps with a standard male 15 mm connector
- Cleaning agents offered by Tracoe
- Cleaning accessories (e.g. swabs, brushes, tub) offered by Tracoe
- Tracoe Shower Guard
- Dressings and compresses
- Protective textiles (e.g. bibs, scarves, roll-necks)

15. General Terms and Conditions

The sale, delivery and return of all Tracoe products shall be affected exclusively on the basis of the valid General Terms and Conditions (GTC), which are available either from Tracoe Medical GmbH or on our website at www.tracoe.com.

עברית - HE

הוראות שימוש

צינורות פיום קנה Tracoe Twist Plus עם מערכת ההחדרה המצמצמת טראומה

השימוש בהפקת קול באמצעות החדרת אוויר מעל השרווליות (ACV) קיבל אישור CE בלבד.

הערה:

- נא לקרוא את הוראות השימוש בעיון. הן חלק מהמוצר המתואר, יש להחזיק אותן תמיד בהישג יד. למען בטיחות מטופל ובטיחותך, יש לפעול בהתאם למידע הבא בנושא בטיחות.

את האירועים שאליהם מתייחס הטקסט ניתן למצוא בדפים המאירים בתחילת הוראות אלה. המספרים מצביעים על רכיבי המוצר ומתייחסים לאירועים המתאימים של המוצר. הסבר על סימנים וסמלים בהם נעשה שימוש במוצר מופיע בסעיפים "תיאור כללי" ו"תיאור פונקציונלי".

- (1) צינור פיום הקנה:**
- כל הצינורות הם מעוקלים, ם הצרה הדרגתית בכיוון הקצה הדיסטלי שלהם ומתאפיינים בראש חלק ועגול בקצה הדיסטלי (בתוך גוף המטופל)
 - כד הצנורות עשויים מחומר אטום לקרינה
 - REF 311-P: הצינור כולל שרולית
 - REF 312-P: הצינור מנוקב וכולל שרולית
 - REF 316-P: הצינור כולל שרולית עם תעלת שאיבה תת-גלוטית
 - REF 888-316-P: הצינור כולל שרולית, מנוקב ועם תעלת שאיבה תת-גלוטית

- (2) שרולית לחץ גבוה-לחץ נמוך (HVLP):**
- שרולית ה-HVLP (2) ממוקמת בקצה הדיסטלי של צינור פיום הקנה ומחברת ישירות אל צינורת הניפוח (2א).
 - הקצה הפרוקסימלי של צינורת הניפוח כולל בלון ניסוי (2ב), עם שסתום בדיקת אטום עצמי ומחבר Luer נקבה.
 - שרולית ה-HVLP מנופחת באוויר בלבד.
 - על בלון הניסוי (2ב) מוצגים קוטר השרולית (CD) וגודלה, כאשר רלוונטי.

- (5) אוגן צוואר:**
- לאוגן צוואר (5) יש צורה מעוקלת.
 - הודות לסיבוב הכפול, ניתן להזיז את האוגן אופקית ואנכית
 - קוד המוצר (REF), הגודל הקליני (גודל), הקוטר הפנימי (ID), הקוטר החיצוני (OD), אורך (TL) הצינור וסמל הבטיחות בסביבת תהודה מגנטית (MR) מצוינים כולם על אוגן הצוואר.

- (6-6) מערכת החדרה המצמצמת טראומה**
- השילוב בין המוליך (6) והצנרת המוביל (6א) עם שרולית הסיליקון (6ב) מהווה את מערכת ההחדרה המצמצמת טראומה.
 - שרולית הסיליקון מגשר על הפער בין הקצה החרוט של המוליך לקצה הדיסטלי של הקנולה.
 - מערכת ההחדרה המצמצמת טראומה משמשת להחדרת צינור פיום הקנה Tracoe Twist Plus בטכניקת Seldinger.

- (7-7) תעלת שאיבה תת-גלוטית:**
- צינורת פיום הקנה Tracoe Twist Plus Extract (REF 316-P, REF 888-316-P) כוללים תעלת שאיבה תת-גלוטית (7) בצד החיצוני של צינור פיום הקנה. פתח השאיבה נמצא במיקום הנמוך ביותר האפשרי מעל השרולית.
 - הקצה הפרוקסימלי של תעלת השאיבה כולל יציאת מחבר Luer נקבה סטנדרטי (7א) לצורך חיבור אל מכשיר עזר חיצוני המשמש בשאיבה תת-גלוטית או לאספקת אוויר/חמצן ל-ACV. לצורך שאיבה תת-גלוטית ניתן להשתמש בתמאמים נוספים (11) עבור חיבור.
 - את יציאת השאיבה התת-גלוטית (7א) ניתן לסגור באמצעות הפקק המצורף.

- (8) אטום:**
- האטם מחורר (8) הוא בעל ראש חרוטי, מעוגל וחלק בקצה הדיסטלי. האטם משמש להחדרה מחדש של צינור פיום הקנה עבור פיום קנה.
 - בשל היותו מחורר, ניתן להשתמש באטם עם טכניקת Seldinger.

- (9-9) קנולות פנימיות:**
- הדגמים REF 311-P ו-REF 316-P מסופקים עם שתי קנולות פנימיות, שאחת מהן מותקנת מראש בקנולה החיצונית.
 - הדגמים המנוקבים REF 312-P ו-REF 888-316-P מסופקים עם 3 קנולות פנימיות, שאחת מהן מותקנת מראש בקנולה החיצונית.
 - לכל קנולה פנימית יש מחבר 15 מ"מ עם טבעת נעילה (4). טבעת הנעילה הכחולה מציינת קנולה פנימית מנוקבת (9), והטבעת הלבנה מציינת קנולה פנימית לא מנוקבת (9א).
 - REF 311-P ו-REF 316-P מכילים 2 קנולות פנימיות שאינן מנוקבות.
 - REF 312-P ו-REF 888-316-P מכילים קנולה פנימית אחת מנוקבת ו-2 קנולות פנימיות לא מנוקבות.
 - המחבר הסטנדרטי באורך 15 מ"מ (3) מחובר באופן קבוע לקנולה הפנימית ומיועד לחיבור צינור פיום הקנה אל מכשירי חיצוניים בעלי מחברים נקבויים סטנדרטיים באורך 15 מ"מ, למשל, לחיבור להנשמה מלאכותית, למחליפי לחות ורטיבות (HME), ולשסתום דיבור.

- (12) רצועת צוואר:**
- רצועת הצוואר (12) היא רצועה רכה עשויה מבר מרופד הנכרכת סביב צווארו של המטופל.
 - קצות הרצועה כוללים סוגרי יום ולולאות, המועברים דרך הלולאות של אוגן הצוואר במטרה לאבטח את צינור פיום הקנה במקומו.
 - תדירות ההחלפה נקבעת על ידי הרופא או איש הצוות הרפואי.

- (13) ג'ל סיכה**
- ניתן להשתמש בג'ל הסיכה (13) להחדרת מערכת ההחדרה המצמצמת הטראומה או האטום.

- מוצרים משלימים:**
- מוצרים שניתן להשתמש בהם בשילוב עם צינורות פיום הקנה Tracoe Twist Plus מפורטים בסעיף "מוצרים משלימים".

3. מידע בנושא בטיחות עם MRI

REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P ו-REF 888-316-P

בדיקות לא קליניות הראו כי עם צינורות פיום הקנה Tracoe Twist Plus (REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P ו-REF 888-316-P) ניתן לבצע בבדיקת תהודה מגנטית בתנאים מסוימים "מותנה בדיקת תהודה מגנטית". ניתן לרסוק מטופל בעל מכשיר זה באופן בטוח במערכת תהודה מגנטית העומדת בתנאים הבאים: שדה מגנטי סטטי של 1.5 טסלה (T) או 3.0 טסלה.

- שיעור שגדה מרחבי מרבי של 1900 גאוס/ס"מ (19 טסלה/מטר).
- מערכת תהודה מגנטית מרבית דיווחה על שיעור ספיגה אגולית (SAR) ממוצע של 2 ואט/ק"ג לכל הגוף (במצב הפעלה רגיל) ושיעור ספיגה אגולית (SAR) מרבי של 3.2 ואט/ק"ג לכל הראש.
- סליל גוף לשידור בלבד המונע על ידי ניצב (quadrature).
- יש לעגן את אוגן הצוואר (5) במקומו באמצעות רצועת הצוואר (12).
- שסתום הבדיקה של שרולית צינור פיום הקנה (2ב) חייב להיות מעוגן לעור באמצעות סרט הדבקה רפואי, הרחק מהאזור בו אמור להתבצע האבחון בתהודה מגנטית.
- בבדיקה של קליניות, הממצא הבלתי רלוונטי של תמונת התהודה המגנטית שנגרם על ידי שסתום הבדיקה דלל (באופן רדיאלי) ועד 107 מ"מ משטוח הבדיקה, כאשר ההדמיה מתבצעת ברצף פולסים של 1.5 MR טסלה, ועד 113 מ"מ כאשר ההדמיה מתבצעת ברצף פולסים של 3.0 MR טסלה. במקרה של 3.0 MR טסלה, לכן, מומלץ להצמיד את שסתום הבדיקה בסרט הדבקה לעורו של המטופל, הרחק מאזור בו אמור להתבצע ההדמיה.

אזהרה:

- בעת השימוש בדימות בתהודה מגנטית:
- יש להדק היטב את הצינור בעזרת רצועת צוואר נטולת מתכת, כדי למנוע תזוזה אפשרית בעת שהייה בסביבת התהודה המגנטית.
- יש להשתמש בסרט הדבקה רפואי רגיל כדי להצמיד היטב את שסתום הבדיקה כך שישאר הרחק מאזור ההדמיה, כדי לא למנוע תזוזה בגיב התהודה המגנטית.
- איכות תמונת התהודה המגנטית עלולה להיפגע אם אזור ההדמיה יהיה קרוב למיקומו של שסתום הניפוח.

4. התוויות נגד

- צינורות פיום קנה:
- לא ניתן להשתמש בצינור פיום הקנה יחד עם מכשירים פולטי חום, כגון לייזר. קיימת סכנת שרפה, עלולים להיווצר גזים רעילים ועלול להיגרם נזק לצינור.
- אין לנפח את שרולית ה-HVLP כאשר משתמשים בשסתום דיבור או בפקק אטימה, ולהפך.
- יילודים, תינוקות וילדים (מתחת גיל 12).

שימוש ב-ACV:

- מטופלים עם פיום קנה חדש (פחות מ-10 ל-7 ימים לאחר יצירת חתך הניתוח).
- חסימות בדרכי הנשימה העליונות שעלולות למנוע את זרימת האוויר ובשל כך לפגוע ביכולות ההיגיינה.
- חסימות עלולות להוביל לעליית הלחץ בקנה הנשימה וכך לגרום לסכנה של נפחת תת עורית.
- מטופלים עם נפחת תת עורית או זיהומים ברקמת קנה הנשימה.
- מטופלים עם שיתוק חד צדדי או דו צדדי של מיתרי הקול במצב אמצעי.

5. אמצעי זהירות כלליים

- כאשר משתמשים במוצר יחד עם מכשירים רפואיים אחרים, יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של כל אחד מהמכשירים. קבלת עזרה או מענה לשאלות, יש לפנות ליצרן.
- במקרה של סיבוכים בזמן ההליכים המתוארים, יש לנקוט באמצעי ביטחות שיאפשרו להנשים באופן מיידי דרך נתיבי אוויר חלופיים (למשל, צנור דרך הלוע או מסכה לריניגאליטי). מומלץ להתבסס על ההחיות והתקנים המתאימים עבור מטופלים עם נתיבי אוויר מסוכנים לטיפול, למשל - Practice Guide-lines for Management of the Difficult Airway (American Society of Anesthesiologists) (2013).
- לפני קנולציה או קנולציה חוזרת, רמות החמצן של המטופל חייבות להיות אופטימליות.
- מומלץ מאוד להחזיק צינור חלופי מוכן לשימוש ומספר קנולות פנימיות ליד מיטת המטופל. יש לאחסן את המכשירים החלופיים במקום נקי ויבש.
- מומלץ גם להחזיק מכשיר חירום חלופי ליד מיטת המטופל במקרה של החלפה לא מתוכננת של צינור פיום הקנה, למשל עקב סיבוכים, קריסת פיום הקנה או אירוע דומה אחר. מכשיר החירום החלופי צריך להיות קטן יותר במידה אחת או שתיים מהמכשיר שנמצא בשימוש.
- יש לבדוק את שלמות המוצר ותקינותו לפני שימוש/החדרה. יש לוודא שהצינור אינו חסום ושהחומר שממנו עשוייה השרולית אינו שברי או קרוע, ושניתן לנפח/לרוקן אותה מאוויר, שאין בו פיתולים, קרעים או חתיכים, שקיה חיבור יציב בין הצינור לבלון או הצוואר, וכדומה. אם המוצר ניזוק, יש להחליפו במוצר חדש.
- לפני פתיחת האריזה הסטרילית והאריזה החיצונית, יש לבדוק כי הן אינן פגומות. אין להשתמש במכשיר אם האריזה ניזוקה או נפתחה בטעות.
- אין להפעיל כוח רב מדי בעת החדרת צינור פיום הקנה, השימוש בו או הוצאתו.
- בעת חיבור או ניתוק של צינור פיום הקנה למכשירים אחרים, אין להפעיל כוח שלא לצורך. הדבר עלול לגרום נזק לצינור פיום הקנה ו/או להזיז אותו ממקומו / לנתק אותו.
- בעת חיבור או ניתוק ממכשירים חיצוניים, יש לאחוז תמיד את צינור פיום הקנה בבסיס המחבר באורך 15 מ"מ.
- את מיקום האשנוב יש לבדוק באמצעות אנדוסקופיה.
- הלחץ בשרולית עשוי להשתנות אם נעשה שימוש בתחמוצת החנקן (גז צחוק) כחומר הרדמה.
- בעת מדידת הלחץ בשרולית יש לוודא שכל החלקים של מערכת ניפוח השרולית אינם מתוחים או מופתלים, אחרת מד הלחץ עלול להראות ערכי לחץ שגויים.
- יש לוודא שכל החפצים המתורמים (למשל, מד-לחץ דינמי) המשמשים לניפוח השרולית נקיים (ללא אבק, ללא חלקיקים נראים לעין וללא מזחמים). כל חסימה של מערכת מילוי השרולית עלולה לגרום ליציאת האוויר מהשרולית, שתפחית את יעילות ההנשמה או ההגנה מפני שאיפת חומרים זרים.
- כדי למנוע נזק לשרולית ולהחזיר אותה ביתר קלות, יש לוודא תמיד שהשרולית מנוקבת מאוויר לפני החדרתה, ושהיא פונה במצב זה לכיוון זרועות הקנולה.
- כאשר מרחף ו/או צינור חיבור מחוברים לצינורת המילוי של שרולית מנופחת, תמיד יהיה פיצוי לחץ בין השרולית לבין המכשיר המחובר. הדבר יגרום לאובדן של מעט לחץ בשרולית. במקרה הצורך, יש להתאים מחדש את הלחץ עד להשגת הטווח האופטימלי.
- מים בתוך השרולית: לכל שרולית ה-HVLP יש רמה מסוימת של חדירות לאדי מים. לפיכך, עלולים במהלך שאיבה תת-גלוטית של לודא שרולית השלילי אינו חריג ושהיא אינה מופעלת לזמן ממושך, כדי למנוע את התיישבות האזור התת-גלוטי. מומלץ לבצע שאיבת ביניים. סגירת הפקק של יציאת צינורת השאיבה לאחר השאיבה עשויה להקטין את אפקט התיישבות. צינורת השאיבה עשויה להיטמם על ידי הפרשות שהצטברו ו/או התיישבו בתוכה או במהלך שאיבה של נוזל עודף. אם צינורת השאיבה נסתמת, יש לפעול בהתאם להוראות למנוע "שאיבה תת-גלוטית".
- תנאי אחסון בלתי-עלולים לגרום לצינור או למוצר או לחמיצה הסטרילית.
- הסימנים החיוניים צריכים להיות במעקב קבוע על ידי אנשי מקצוע.

6. אזהרות

- אין להשתמש במוצר זה אם האריזה הסטרילית או האריזה החיצונית נפגמה/ניזוקה, למשל, שוליים פתוחים, חורים באריזה וכדומה.
- אין למחור את המוצר (גם לא לעקרו מחדש), מכיוון שהדבר עלול להשפיע על החומר ועל התפקוד של המוצר.
- המוצרים מיועדים לשימוש חד-פעמי בלבד.
- אין לבצע שינויים במוצר Tracoe. חברת Tracoe לא תישא באחריות למוצרים שיעברו שינוי.
- לאחר הסרת מערכת ההחדרה, ודא ששרולית הסיליקון עדיין ממוקמת על הצנרת המנחה. אם לא, יש להסיר מיד את שרולית הסיליקון (רדיופאק) מהקנולה או מדרכי הנשימה.
- במהלך הכנסת האשנוב של צינור פיום הקנה, יש להפסיק מיד את ההנשמה עליונית לזמן ממושך, עליונות בעת ניפוח השרולית של צינור פיום הקנה שהוכנס. הדבר יפחית את הסיכון לברוטראומה (פגיעת לחץ אטמוספרי).
- יש לוודא שהשרולית לא נוקבה על ידי מכשירים או על ידי בליטות חדות בסחוס קנה הנשימה.
- במהלך פיום הקנה יש להשתמש אך ורק בג'ל סיכה מסוים במים, מכיוון שג'ל עם בסיס שמן עלול לגרום נזק לצינור.
- ודאו שהצינור אינו נחסם בעת מריחת ג'ל הסיכה על ראש האטום.
- יש לבדוק את מיקום הצינור ותפקודו לאחר ההחדרה. הכנסה שגויה עלולה לגרום, למשל, לנזק קבוע לרירת קנה הנשימה או לדימום קל.
- אין להזיז את הצינור או לשנות את מיקומו לאחר שקובע למקומו, מכיוון שהדבר עלול לפגום בפתח פיום הקנה/קנה הנשימה או להוביל להנשמה בלתי מספקת.
- אין לסובב את המחבר באורך 15 מ"מ, שכן הדבר עלול לגרום לסיבוב הקנולה הפנימית בתוך הקנולה החיצונית. סיבוב כזה עלול להוביל להפרעה באספקת האוויר או לתזוזה של צינור פיום הקנה. יש להשתמש בטבעת הנעילה כדי לשחרר ולנעול מחדש את הקנולה הפנימית.
- אין להשתמש לעולם בקנולות פנימיות מנוקבות לצורך הנשמה.
- כדי למנוע נזק לחומר שממנו עשויה השרולית, יש להקפיד שלא תבוא במגע עם חומרי הרדמה מקומית המכילים תרסיסים או משחות, כגון דקספנטונול.
- לחץ רב מדי ולאורך זמן על השרולית - מעל 30 ס"מ H₂O (≈ 22 מ"מ כספית) מעמיד את קנה הנשימה בסכנה לנזק תמידי.
- יש למלא את השרולית באוויר בלבד. אין למלא את השרולית בנוזלים, מכיוון שהם עלולים לגרום לשרולית להגיע לשיאי לחץ של מעל 30 ס"מ H₂O.
- מילוי בחסר (מתחת ל-20 ס"מ H₂O) של השרולית עלול לגרום להנשמה בלתי מספקת ו/או להגברת הסיכון להשתנתות, דבר שעלול לגרום, במקרה הגרוע, ל-VAP (דלקת ריאות הקשורה למנשם) או לדלקת ריאות תשניתית.

1. הסבירו למטופל את הליך המתוכנן. ציינו תגובות חריגות אפשריות וענו על שאלות המטופל.
2. ודאו שדרכי הנשימה העליונות אינן חסומות.
3. בצעו שאיבה תת-גלוטית כדי לנקות את החלל התת-גלוטי מהפרשות.
4. ודאו שתעלת השאיבה אינה חסומה.
5. חברו את אספקת האוויר או החמצן הניתנת לכוונן באמצעות מחבר אצבע, אל מחבר Luer-נקבה של צינורית השאיבה התת-גלוטית. לחלופין, ניתן להשתמש במכשירים אחרים להפסקת זרימת האוויר הקבועה (למשל מחבר Y).
6. הכניסו באטיות אוויר אל דרכי הנשימה העליונות של המטופל בקצב התחלתי של 1 ל"דקה, והגדילו באטיות לקצב זרימה אופייני של 3-6 ל"דקה בהתאם לצורכי המטופל. כדי למנוע את התייבשות רירית הגרון, אין להזימה את שיעורי הזרימה לא מעל 12- ל"דקה. השתמשו במחבר האצבע כדי להיבטל את זמן הזרימה. יש להאט מסגרת זמן זו לקצב הנשיפות של המטופל. התאימו את זרימת האוויר ואת הזמן כך שיהיו באזור הנוחות של המטופל.
7. נטרו את תגובת המטופל ושנו את הפרמטרים (קצב זמן זרימת אוויר), לפי הצורך.
8. עם סיום הפעולה, כבו את זרימת האוויר, נתקו את הציוד ממחבר צינורית השאיבה התת-גלוטית והחזירו את הפקק למקומו.

זהירות:

- זרימת האוויר דרך דרכי הנשימה העליונות עלולה לגרום לגירוי אצל המטופל או להוביל להגברת הפרשות, הישעול הבחילות או ניסיונות ההקאה.
- אם הקול נשמע צרוד, חדרו שנית על השאיבה התת-גלוטית, כדי לנקות את נתיבי האוויר.
- כווננו את משך הזמן של פעולת ACV יחידה בהתאם לליכולת/לכוח הסבל של המטופל.
- בצעו מוקטי ACV קצרים כדי למנוע התייבשות של רירית הלוע.
- על צוות רפואי מיומן לנטר בקביעות מטופלים עם פתח פיוס הקנה.

8.9 ריקון השרוולית מאוויר

לפני ריקון השרוולית, ודאו כי הפרשה קטנה ככל האפשר תיכנס לדרכי הנשימה התחתונות, למשל על ידי שאיבה תת-גלוטית/ואו שאיבה דרך הצינור. כדי לרוקן את השרוולית מאוויר, חברו מזרק (שהבוכנה שלו לחוצה פנימה) למחבר Luer-נקבה של שסתום בדיקת הניסוי. יש למשוך את הבוכנה אחורנית עד שהאוויר יתרוקן מהשרוולית. לא תמשיכו לשאוב אוויר, לדוגמה, עד להיווצרות של וואקום. יש לרוקן את השרוולית מאוויר לפני הוצאת צינור פיוס הקנה.

זהירות:

- בעת הוצאת האוויר מהשרוולית, יש לשים לב לנפח האוויר הנשאב. נתונים אלה משמשים נקודות ייחוס לשלמות המערכת לצורך ניפוח השרוולית בעתיד.

8.10 החלפת הקנולה הפנימית

אם הפרשות צמיגות נאספות בקנולה הפנימית ולא ניתן לשאוב אותן, דבר המעכב את זרימת האוויר, יש להחליף את הקנולה הפנימית בקנולה פנימית חדשה או נקייה.

1. שחררו את הקנולה הפנימית על ידי סיבוב טבעת הנעילה נגד כיוון השעון והוציאו אותה.
2. אם המוצר ניקוף, אין להמשיך השתמש בקנולה הפנימית. אל תשליכו את הקנולה הפנימית ופעלו על פי ההוראות בסעיף "החדרות ותלונות".
3. לאחר הכנסת קנולה פנימית חדשה לתוך הקנולה החיצונית, יש לנעול אותה במקומה על ידי סיבוב טבעת הנעילה בכיוון השעון עד שתיתעל במקומה בנקישה.

זהירות:

- בעת החדרת הקנולה הפנימית, יש לוודא שצינורית הניפוח של השרוולית אינה ממוקמת בין הקנולה הפנימית והחיצונית, שכן היא עלולה להילכד ולהינק.

8.11 הוצאת הצינור

במקרה של החלפת צינור הכינו את הצינור החלופי כמתואר בסעיף "הכנת הצינור". לפני הוצאת הצינור, הכינו את המטופל כמתואר בסעיף "הכנת המטופל".

1. רוקנו את השרוולית (ראו סעיף "ריקון השרוולית מאוויר").
2. אבטחו את אגון הצוואר בעת שחזרו רצועת הצוואר.
3. החזיקו היטב באגון הצוואר ומשכו בעדינות את צינור פיוס הקנה מתוך פתח פיוס הקנה.
4. לאחר הוצאת הצינור, יש לנקות אותו בהקדם האפשרי כדי למנוע את התגבשות של הנוזלים.
5. אם המוצר ניקוף, אין להמשיך להשתמש בצינור. אל תשליכו את הצינור ופעלו על פי ההוראות בפרק "החדרות ותלונות". במקרה של החלפת צינור, פעלו על פי ההוראות המתוארות בסעיפים "החדרת הצינור", "לאחר החדרת הצינור", "ניפוח השרוולית" ו-"חיבור/ניתוק ציוד חיצוני" לאחר הוצאת הצינור.

9. טיפול וניקוי

זהירות:

- אין להשתמש במכשיר במשך יותר מ-29 ימים החל מפתיחת המיחיצה הסטרילית.
- התקן החדרה המצמצם טראומה והצנרת המוביל הינם חד-פעמיים ואינם מותרים לניקוי ושימוש חוזר.
- תקופת שימוש מרבית זו כוללת את השימוש במכשיר הן על ידי המטופל והן על ידי מי שאינו מטופל (למשל, ניקוי).
- מסיבות היגיינה וכדי למנוע בלבול בעת הרכבת הצינור מחדש לאחר מכן, יש לנקות בו-זמנית קנולה חיצונית אחת בלבד ביחד עם הקנולה הפנימית המתאימה.
- יש לבדוק את שלמות המוצר ותקינותו לפני ההחדרה מחדש

ניקוי צינור פיוס הקנה והאטם נועד להסרת נוזלי גוף או התגבשויות שעלולים לשבש את השימוש הקליני בצינור.

לאחר הניקוי, יש להקפיד לאחוז בקנולה החיצונית מאגן הצוואר, בקנולה הפנימית מהמחבר באורך 15 מ"מ ובאטם מהידיית שלו.

ההוראות הבאות לניקוי ידני חלות על כל הדגמים של Tracoe Twist Plus:

1. יש לנתק את הקנולה הפנימית מקנולה החיצונית
2. כדי לנקות את הצינור (קנולה חיצונית ופנימית) ואת האטם, שטפו את המכשירים בנפרד במי שתייה חמים (מקסימום 104°C/40°C) עד שיהיו נקיים למראה וללא התגבשויות.
3. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כדי לוודא שחלקו הפנימי של הצינור, ולפי הצורך, השאיבה התת-גלוטית, יישטפו ביסודיות.
4. כדי להסיר שאריות פסולת, ניתן להשתמש במברשות או במטושים המוצעים על ידי Tracoe. ראו "מוצרים משלימים".
5. לחלופין, ניתן להשתמש במוצרי הניקוי של Tracoe (ראו "מוצרים משלימים"), על פי הוראות השימוש המתאימות של כל מוצר.
6. לאחר הניקוי, שטפו את הצינור במי שתייה או במים מזוקנים.
7. אם הצינור אינו נראה נקי לאחר הטיפול:
8. חזרו על הטיפול עד שתיראה נקייה, או
9. חזרו על הניקוי בעזרת מוצרי הניקוי של Tracoe, או
10. השליכו את צינור פיוס הקנה האשפה בצורה בטוחה.
11. יש לבדוק את כל האזורים של הצינור ושל האטם בתאורה מתאימה, כדי לוודא שהמכשיר נטול מזיהום וגבישים.
12. לאחר תהליך הניקוי יש להניח את הצינור ואת האטם על מגבת יבשה ונקייה נטולת מוך ולייבש אותם באוויר במקום נקי ומזהמים הנישאים באוויר.
13. הקנולה החיצונית, הקנולה הפנימית והאטם נחשבים יבשים כאשר לא נשארו עליהם שאריות מים גלויות לתקופה. אנא בדקו שחלקה הפנימי של השרוולית יבש.
14. לסיים, בצעו בדיקה חזונית ותפקודית לפני החדרה מחדש, כדי לוודא שהצינור והאטם לא ניזוקו (ראו גם פרק "הכנת הצינור").

זהירות:

- יש לנקות את צינור פיוס הקנה (קנולה חיצונית ופנימית) ואת האטם מיד לאחר הוצאתם מפתח פיוס הקנה, כדי למנוע התייבשות של לכלוך ומזמהמים.
- בעת הניקוי, יש להקפיד שלא לגרום נזק לשרוולית או לצינורית הניפוח.
- בעת טבילת צינור בעל שרוולית בתמיסה של חומר ניקוי, מומלץ שלא להשרות את בלון הניסוי בתמיסה.
- תדירות הניקוי תיקבע על ידי הרופא, אך אין להרוג מהתדירות המותרת.
- נמולץ לנקות את צינור פיוס הקנה על בסיס יומי. מחזורי הניקוי המקסימליים המותרים בתוך 29 ימים הם 29 מחזורים עבור הקנולה החיצונית ו-35 מחזורים עבור הקנולה הפנימית, אחרת התמימות הביולוגית ויציבות החומר עלולים להיפגע.
- לעולם אין לנקות את הצינורות באמצעות חומרים או הליכים שאינם מצוינים בהוראות אלה.
- צינור פיוס הקנה נועד לשימוש של מטופל יחיד. לכן, יש להחזירה לאותו מטופל.
- ניקוי לא טוב של המכשיר עלול לגרום לפגיעה בצינור, להתגברות ההתנגדות לזרימת האוויר עקב סימונת או לגירוי/חלקת בפתח פיוס הקנה.
- מכיוון שתמיד ישנם מיקרואורגניזמים בדרכי הנשימה העליונות, גם אצל אנשים בריאים, לא מומלץ להשתמש בצינור חיסוני.

10. אחסון

א) יש לאחסן את מוצרי Tracoe באריזתם המקורית ובתנאים המצוינים על גבי האריזה. אין לחמם את המוצרים למפרטורה מעל 60°C.

ב) יש לאחסן צינורות פיוס קנה נקיים במכל נקי ומכוסה, במקום נקי ויבש והרחק מאור השמש. יש להחזיר מחדש את צינור פיוס הקנה בהקדם האפשרי. תנאי אחסון בלתי הולמים עלולים לגרום נזק או זיהום לצינור. אין לאחסן את המכשירים הנקיים למשך יותר מ-29 ימים משימוש הראשון.

11. אריזה

המוצר מסופק סטרילי (בתחמוצת האתילן). ולכן ניתן להשתמש בו בתנאים סטריליים. לא נדרשת סביבה סטרילית במהלך שימוש רגיל או ניקוי של צינור פיוס הקנה של Tracoe.

12. השלכה

יש להשליך מוצרים משומשים על-פי התקנות, התכניות לניהול פסולת או הנחלים הקליניים לטיפול בחומרי פסולת ביולוגית מסוכנת במדינה הרלוונטית. לדוגמה, השלכה ישירה בתוך שקית או מכל מאובטחים העמידים בפני קרעים ולחות, המועברים למערכת המקומית להשלכת פסולת שמועדת למוצרים רפואיים מזהמים.

לקבלת המלצות נוספות יש לפנות לאחראי על התברואה במתקן הרפואי שלך, או כשמדובר בשימוש ביתי, לאחראי על מערכת המקומית לניהול פסולת.

13. החדרות ותלונות

במקרה של תלונה על המכשיר, יש ליצור קשר בכתובת complaint.se@atosmedical.com. אם המכשיר היה מעורב באירוע בר דיווח, כמוגדר בחוק המקומי למכשירים רפואיים, יש ליצור קשר גם עם הרשות הממומכת במדינה שבה נעשה שימוש במוצר.

14. מוצרים משלימים

צינורות פיוס קנה Tracoe Twist Plus עם מערכת ההחדרה מצמצמת הטראומה זמינים גם כערכת Tracoe Expcer Dilatation Set עם ערכת Tracoe Expcer.

תיל מוליך בטכניקת Seldinger של Tracoe נכלל בערכות שהוזכרו לעיל. הוא זמין גם בנפרד, עם צנתר מוביל או ללא צנתר מוביל.

14.1 מוצרים מומלצים:

- קנולות פנימיות חלופיות Tracoe Twist Plus
- מזרקים עם מחבר Luer זכר סטנדרטי
- מדי לחץ לשרוולית עבור שרווליות HVLP עם מחבר Luer זכר סטנדרטי
- Tracoe Smart Cuff Manager
- גל סניכר מסיס במים סטרילי המיועד לשימוש בפתח פיוס קנה
- רצועות צוואר
- טריזי ניתוק עבור צינורות פיוס קנה / צינורות תוך-קניים עם מחברים באורך 15 מ"מ
- מחליפי לחות ורטיבות (HME) עם מחבר זכר סטנדרטי באורך 15 מ"מ

14.2 מוצרים אופציונליים:

- שסתומי דיבור ופקקי אטימה עם מחבר זכר סטנדרטי באורך 15 מ"מ
- חומרי ניקוי המוצעים על ידי Tracoe
- אביזרי ניקוי (לדוגמה, מטושים, מברשות, גיגית) המוצעים על ידי Tracoe
- Tracoe Shower Guard
- תחבושות ורטיבות
- מוצרי טקסטיל לצורך הגנה (למשל סירנים, צעיפים, צווארונים)

15. תנאים כלליים

המכירה, האספקה וההחזרה של כל מוצרי Tracoe יתבצעו רק על סמך התנאים הכלליים התקפים (GTC), שאותם ניתן לקבל מחברת Tracoe Medical GmbH או למצוא באתר האינטרנט שכתובתו www.tracoe.com.

AR - اللغة العربية

تعليمات الاستخدام

أثاييب فغر الرغامي Tracoe Twist Plus المزودة بنظام إدخال يسبب أقل قدر من الرضح

استخدام أسلوب النطق فوق الكفة (ACV) معتمد من CE فقط.

ملاحظة:

- يرجى قراءة دليل الاستعمال بعناية. إذ تُعد جزءًا من المنتج الموصوف ويجب توفرها في جميع الأوقات. من أجل سلامتك وسلامة مرضائك، يُرجى اتباع معلومات السلامة التالية.

يمكن العثور على الرسوم التوضيحية التي يشير إليها النص في الصفحات المصورة المرفقة في بداية هذا الدليل. تشير الأرقام إلى مكونات المنتج، كما تشير إلى الرسوم التوضيحية الخاصة بالمنتج. وستجد شرح الرموز والأيقونات المستخدمة مع المنتج في القسمين "الوصف العام" و"الوصف الوظيفي".

1. الغرض من الاستخدام ودواعي الاستخدام

تُستخدم أثاييب Tracoe Twist Plus لتثقب القصبة الهوائية لتوفير الوصول إلى القصبة الهوائية لإدارة مجرى الهواء. ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى 29 يومًا.

الفائدة من الناحية السريرية: تتيح أثاييب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية Tracoe Twist Plus وصول الهواء المار عبر القصبة الهوائية إلى الجهاز التنفسي السطحي. يمكن استخدام الطرز ذات الكفة، عند اتفائها، لسد مجرى الهواء (على سبيل المثال، للتنفس الصناعي).

إن أثاييب Tracoe Twist Plus عبارة عن أثاييب مزدوجة التجويف. ويمكن إزالة القنية الداخلية أو استبدالها، على سبيل المثال للتنظيف من الإفرازات أو العوائق بينما تظل القنية الخارجية في مكانها. ومن ثم، يمكن الحفاظ على خلو مجرى الهواء من أي انسداد عن طريق تغيير القنية الداخلية.

تسمح الأثاييب المزودة بقناة شفط منطقة تحت المزمار بإزالة الإفرازات التي تبقى فوق الكفة المنفوخة.

تسمح الطُرز المنوذة بتوجيه نسبة من تدفق الهواء نحو الجهاز التنفسي العلوي. إذا كان العلاج لا يتطلب أو يسمح باستخدام أنبوب تقب القصبية الهوائية (مثل الحال عند التهوية الميكانيكية)، يمكن إغلاق الفتحة عن طريق إدخال قنية داخلية غير منوذة. يُعد الموصل مقاس 15 مم مكوّنًا قياسيًا يمكن توصيل أجهزة إدارة مجرى الهواء الأخرى به (مثل جهاز التنفس الصناعي، والجهاز المساعد في خروج السعال، وجهاز استنشاق البخار، وما إلى ذلك).

وعند استخدام أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية، يقل الحيز التشريحي الهامد ونقل الحاجة إلى التخدير بالمقارنة مع استخدام الجهاز التنفسي السفلي. يمكن منع مخاطر حدوث المضاعفات طويلة الأمد المرتبطة بالتثبيت الرغامي المطول (مثل إصابات الأجيال الصوتية، وتكوين نسيج حبيبي في منطقة الحنجرة، وما إلى ذلك) عند استخدام أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية.

المرضى المستهدفون: المنتج مخصص للبالغين والمرافقين (عن عمر 12 إلى 21 سنة أو أكبر).

الاستخدام السريري: المنتج مخصص للمرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي والذين يعتمدون على التنفس الذاتي في المستشفيات، أو بيئات ما قبل دخول المستشفيات (خدمة الطوارئ الطبية)، أو مراقق الرعاية المديدة، أو العيادات الخارجية، أو الرعاية المنزلية.

المستخدم المستهدف: يمكن أن يستخدم المنتج طاقم طبي مُدرَّب على تقديم الرعاية فيما يتعلق بالتزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية أو أفراد مُدرَّبون على يد متخصصين.

دواعي الاستخدام: يُستخدم أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية للمرضى الذين تستدعي حالتهم ضرورة الوصول إلى الجهاز التنفسي السفلي عن طريق تقب القصبية الهوائية لتأمين مجرى الهواء. إن أنابيب Tracoe Twist Plus لتقب القصبية الهوائية عبارة عن أنابيب مزدوجة التجويف. يمكن إزالة القنية الداخلية واستبدالها في حالة وجود قشرة أو انسداد بإفرازات لزجة.

يعمل أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية المزود بكفة منخفضة الضغط وكبيرة الحجم (HVLV) على غلق القصبية الهوائية لفصل مجاري الهواء العلوية عن الجهاز التنفسي السفلي. لذلك، فهو يتيح التنفس بفعالية ويقفل من تدفق الإفرازات الموجودة تحت المزمار إلى الرئة.

يُستخدم نظام الإدخال غير الراضح لمرة واحدة ويوصف لإدخال أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus باستخدام تقنية Seldinger. ويمكن استخدامه في الإدخال لأول مرة لأنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية بعد تقب القصبية الهوائية مع تمديد الجلد أو عند تغيير الأنبوب.

سُتخدم أنابيب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus extract المزودة بخط شفط منطقة تحت المزمار وكفة (طراز ا، REF 888-316-P و REF 316-P) بالدرجة الأولى للمرضى الذين ينتجون كميات كبيرة من الإفرازات والذين تستدعي حالتهم استخدام خاصة شفط مساحة تحت المزمار. يمكن استخدام أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus extract في أسلوب النُظف بمرور الهواء فوق الكفة (ACV).

تسمح النوافذ المزودة في طرز REF 312-P و Tracoe Twist Plus (REF 888-316-P) بتوجيه نسبة من تدفق الهواء نحو الجهاز التنفسي العلوي.

الاستخدام لمرضى واحد والعمل الإنتاجي: يصلح أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus للاستخدام الفردي مع تميزه بعمر إنتاجي يصل إلى 29 يومًا. ويمكن تنظيف الجهاز وإعادة إدخاله إلى نفس المريض خلال هذه الفترة الزمنية.

يجب عدم استخدام الجهاز لأكثر من 29 يومًا بدءًا من الفتح الأولي للحاجز المعقم. وتشمل فترة الاستخدام القصوى هذه استخدام الجهاز على يد كل من المريض وغير المريض (مثل تنظيفه).

تنبيه:

قد يؤدي الاستخدام المطول لأنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية لأكثر من 29 يومًا إلى مشكلات تتعلق بسلامة المواد والتوافق الحيوي.

2. الوصف العام

أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus مصنوع من مادة PU ويوفر مجرى هوائيًا اصطناعيًا للجهاز التنفسي السفلي.

يحتوي المنتج على قنية خارجية مع قنيتين أو 3 قنيتات داخلية بموصل مقاس 15 مم، ونظام إدخال غير راضح (أداة إدخال)، وقطرة توجيه مزودة بجلبة سيليكون)، وسدادة مقوية، وحزام رقيقة من الفماش، وهلام التزليل مرقة معًا داخل كيس معقم. ولا تشمل المحولات اللازمة للاستخدام مع أجهزة الشفط الخارجية إلا مع طرز الشفط للمنطقة تحت المزمار (REF 316-P و REF 888-316-P). تحتوي الطرز المنوذة (REF 312-P، REF 888-316-P) أيضًا على غطاء إبطاق.

تتوفر أنابيب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية من فئة Tracoe Twist Plus بأقطار وأطوال مختلفة. يُعد أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية، المتضمن مع نظام الإدخال غير الراضح، من الطرز ذات الكفة التي يتم توفيرها مع كفة مفرغة من الهواء. يحدد الطبيب قطر الأنبوب وطوله المناسبين.

يعد أنبوب فغر القصبية الهوائية ظليلًا للأشعة بسبب مادته.

يعتمد الاستخدام السريري للجهاز في بيئة التصوير بالرنين المغناطيسي على مواصفات المنتج على النحو الموضح في فصل "معلومات سلامة التصوير بالرنين المغناطيسي".

يمكن استخدام أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية بالاشتراك مع الأجهزة الطبية المعتمدة للتنفس التداخلي من خلال تقب القصبية الهوائية والمتصلة عبر موصل قياسي مقاس 15 مم. كما يمكن استخدام أنابيب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية المزودة بقناة شفط منطقة تحت المزمار إلى جانب الأجهزة الطبية المعتمدة لشفط منطقة تحت المزمار.

هذا المنتج مزود بطاقة معلومات، بما في ذلك ملصقان قابلان للزنج يحتويان على تفاصيل خاصة بالمنتج. ستعمل هذه الملصقات على تسهيل إعادة طلب الجهاز واستخدامه بسلامة في بيئة التصوير بالرنين المغناطيسي. ويمكن إرفاق الملصقات بسجل المريض.

تمثل الصورة رقم 1 طراز أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية الأكثر تعقيدًا.

7	قناة شفط	1	أنبوب
أ	موصل أنثى مزود بقطر لور	2	كفة منخفضة الضغط وكبيرة الحجم
ب	خط الشفط	12	خط النفخ
8	سدادة	ب2	بالون مرشد مزود بصمام فحص التسريبات
9	قنية داخلية منوذة	3	موصل قياسي مقاس 15 مم
أ9	قنية داخلية غير منوذة	4	حلقة القفل
10	غطاء الإبطاق	5	شفة رقيقة
11	محولات	6	أداة إدخال
12	حزام الرقبة	أ6	قطرة توجيه
13	هلام التزليل	ب6	جلبة سيليكون

(1) أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية:

- جميع الأنابيب متحمية ومدمية باتجاه الطرف البعيد وتتسم برأس مستدير في الطرف البعيد (داخل المريض)
- كل الأنابيب مصنوعة من مادة ظليلة للأشعة
- REF 311-P: الأنبوب مزود بكفة
- REF 312-P: الأنبوب منوذة وذو كفة
- REF 316-P: الأنبوب ذو كفة ومزود بقناة شفط في منطقة تحت المزمار
- REF 888-316-P: الأنبوب منوذة وذو كفة ومزود بقناة شفط في منطقة تحت المزمار

(2) كفة منخفضة الضغط وكبيرة الحجم (HVLV):

- تقع الكفة منخفضة الضغط وكبيرة الحجم (2) على الطرف البعيد من أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية وتوصّل مباشرة بخط النفخ (12).
- يحتوي الطرف القريب لحظ النفخ على بالون مرشد (ب2)، مع صمام فحص تسريبات ذاتي الغلق مدمج وموصّل أنثوي مزود بقطر لور.
- تنتفخ كفة HVLV بالهواء فقط.
- يمرض البالون المرشد (ب2) قطر الكفة (CD) وحجمها إذا أمكن.

(5) شفة العنق:

- تتسم الشفة الرقبية (5) بشكل منح.
- ويغفل الدوران المزوج، يمكن تحريك الشفة أفقيًا ورأسيًا
- يُشار إلى كل مالم يلى على الشفة الرقبية للأنبوب: رمز المنتج (REF)، والحجم السريري (الحجم)، والقطر الداخلي (ID)، والقطر الخارجي (OD)، وطول الأنبوب (TL)، ورمز أمان التصوير بالرنين المغناطيسي.

(6-6) نظام إدخال غير راضح

- تُشكل مجموعة أداة الإدخال (6) وقطرة التوجيه (16) المزودة بجلبة سيليكون (ب6) نظام الإدخال غير الراضح.
- تُغطي جلبة السيليكون الفجوة بين الطرف المخروطي لأداة الإدخال والطرف البعيد للأنبوب.
- يُستخدم نظام الإدخال غير الراضح لاستبدال أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus باستخدام تقنية Seldinger.

(7-7) قناة شفط منطقة تحت المزمار:

- تتمثل أنابيب القصبية الهوائية REF 316-P و Tracoe Twist Plus extract قناة شفط تحت المزمار (7) على الجزء الخارجي من أنبوب فتح القصبية الهوائية. توجد فتحة الشفط في أدنى موضع ممكن فوق الكفة.
- يحتوي الطرف القريب لكفة الشفط على منفذ موصل قياسي أنثوي مزود بقطر لور (17) لتوصيله بجهاز ملحق خارجي يُستخدم في عملية الشفط لمنطقة تحت المزمار أو للتزويد بالهواء/الأكسجين عند استخدام تقنية ACV. وبالنسبة لعملية الشفط لمنطقة تحت المزمار، يمكن استخدام محولات إضافية (11) للتزويل.
- يمكن إغلاق منفذ الشفط لمنطقة تحت المزمار (17) باستخدام الغطاء المرفق.

(8) المسددة:

- تتميز السدادة المقوية (8) برأس أملس مستدير ومخروطي الشكل في الطرف البعيد. وتستخدم السدادة لإعادة إدخال أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية من أجل إحداث تقب في القصبية الهوائية.
- يمكن استخدام السدادة بتقنية Seldinger بسبب انقباضها.

(9-9 أ) القنيتات الداخلية:

- يتم تزويد الطرازين REF 311-P و REF 316-P بقنيتين داخليتين، أحدهما مثبتة مسبقًا في القنية الخارجية.
- يتم تزويد الطرازين المنوفين REF 312-P و REF 888-316-P بثلاث قنيتات داخلية، أحدها مثبتة مسبقًا في القنية الخارجية.
- تحتوي كل قنية داخلية على موصل مقاس 15 مم بحلقة قفل (4). تشير حلقة القفل الزرقاء إلى قنية داخلية منوذة (9).
- والحلقة البيضاء تشير إلى قنية داخلية غير منوذة (9 أ).
- يحتوي الطرازان REF 311-P و REF 316-P على قنيتين داخليتين غير منوفتين.
- يحتوي الطرازان REF 312-P و REF 888-316-P على قنيتين داخليتين غير منوفتين.
- الموصل القياسي مقاس 15 مم (3) مرفق بالقنية الداخلية بشكل دائم والهدف منه توصيل أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية بالأجهزة الخارجية باستخدام موصل قياسي أنثى مقاس 15 مم، مثل توصيله بأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الترطيب والتدفئة التبادلية، وصمام الصوت.

(12) حزام العنق:

- حزام الرقبة (12) عبارة عن شريط ناعم من الفماش المطبأن يلتف حول رقبة المريض.
- تحتوي أطراف الحزام على أقفال ذات حطاطيف وحلقات يتم إدخالها من خلال تقوب الشفة الرقبية للأنبوب لتثبيت موضع أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية.
- يحدد الطبيب أو اختصاصي الرعاية الصحية وتيرة تغيير الأنبوب.

(13) هلام التزليل

- يُمكن استخدام هلام التزليل (13) لإدخال الأنبوب غير الراضح أو السدادة.

المنتجات التكميلية:

- تُسرّد المنتجات التي يمكن استخدامها مع أنابيب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus في قسم "المنتجات التكميلية".

3. معلومات سلامة التصوير بالرنين المغناطيسي

 طُرز REF 311-P، و REF 312-P، و REF 316-P، و REF 888-316-P

- أظهر الاختبارات غير السريرية أن أنابيب تقب القصبية الهوائية Tracoe Twist Plus من الطرز REF 311-P و REF 312-P و REF 316-P و REF 888-316-P آمنة في مجال الرنين المغناطيسي بشرط. يمكن فحص أي مريض يضع هذا الأنبوب في نظام التصوير بالرنين المغناطيسي بأمان عند الالتزام بالشروط الآتية:
- توفر مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 1.5 تسلا أو 3.0 تسلا
- بلوغ أقصى تدرج للمجال المكاني 1900 جاوس/سم (19 تسلا/م).
- وصول أقصى متوسط لمعدل الامتصاص المحدد (SAR) للجسم بالكامل إلى 2 واط/كجم (في وضع التشغيل العادي) ووصول أقصى معدل امتصاص محدد (SAR) للرأس بالكامل إلى 3.2 واط/كجم حسبما يظهر في تقارير نظام التصوير بالرنين المغناطيسي.
- ملف جسدي لإرسال الترددات يعمل بالدفع الرباعي فقط.
- يجب تثبيت الشفة الرقبية (5) للأنبوب في مكانها باستخدام حزام الرقبة (12).
- يجب تثبيت صمام فحص تسريبات كفة أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية في الجلد (ب2) بلفصه بشرط طبي، بعيدًا عن منطقة التشخيص بقنية الرنين المغناطيسي.
- في الاختبارات غير السريرية، يتسع عرض عيب الصورة الناتج عن صمام فحص التسريبات (شعاعيًا) حتى 107 مم عن عرض الصمام عند التصوير بتسلسل صدى النبضات المتدرج ونظام الرنين المغناطيسي بقوة 1.5 تسلا، ويتسع حتى 113 مم عند التصوير بتسلسل صدى النبضات الدوراني في نظام الرنين المغناطيسي بقوة 3.0 تسلا. لذا، يوصى بلفص صمام فحص التسريبات بشرط طبي على جلد المريض بعيدًا عن منطقة الفحص بالرنين المغناطيسي.

تحذير:

- عند استخدامه أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي:
- ارتبط الأنبوب بإحكام، باستخدام حزام الرقبة الخالي من المعدن، لمنع أي حركة محتملة أثناء التواجد داخل بيئة الرنين المغناطيسي.
- أحكام تثبيت صمام فحص التسريبات بعيدًا عن منطقة الفحص بالرنين المغناطيسي باستخدام شريط طبي قياسي لمنع الحركة داخل بيئة الرنين المغناطيسي.
- قد تتأثر جودة صورة الرنين المغناطيسي إذا كانت منطقة الفحص قريبة من موضع صمام النفخ.

4. موانع الاستخدام

- أنابيب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية:
- لا يمكن استخدام أنبوب التزويد بالهواء عبر تقب القصبية الهوائية مع أجهزة باعثة للحرارة، مثل الليزر. فيسويدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق، كما قد تتشكل غازات سامة وقد تلتفم الأنبوب.
- يجب ألا تنتفخ كفة HVLV عند استخدام صمام النطق أو غطاء الانسداد والعكس صحيح.
- الأنبوب مناسب للاستخدام مع حديثي الولادة، والرضع، والأطفال (أقل من 12 عامًا).

استخدام أسلوب ACV:

- مع المرضى الذين لديهم تقب جديد بالقصبية الهوائية (بعد مرور أقل من 7 إلى 10 أيام منذ إحداث الشق الجراحي).
- مع حدوث انسدادات في مجاري الهواء العلوية من شأنها منع تدفق الهواء وبالتالي إعاقه القدرة على النطق.
- قد تؤدي الانسدادات إلى ارتفاع الضغط في القصبية الهوائية وبالتالي التسبب في خطر الإصابة بالنفخ الرئوي تحت الجلد.
- مع مرضى النفخ الرئوي الجراحي أو التهابات أنسجة الهوائية.
- مع المرضى الذين يعانون من شلل أحادي أو ثنائي الجانب في الأجيال الصوتية في الوضع المتوسط.

5. الإحتياجات العامة

- عند استخدام المنتج مع الأجهزة الطبية الأخرى، اتبع تعليمات الاستخدام الخاصة بكل منها. وتواصل مع الشركة المصنعة إذا كانت هناك أي أسئلة، أو إذا كانت هناك حاجة لطب المساعدة.
- يجب اتخاذ احتياطات السلامة في حال حدوث مضاعفات أثناء القيام بالإجراءات الموضحة لتوفير القدرة على التنفس الفوري عن طريق المجاري الهوائية البديلة (مثل وضع أنبوب التنفس عبر الحنجرة، وقناع الحنجرة). ويوصى بأن يمثل هذا الإجراء للإرشادات والمعايير المنارية ذات الصلة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل مجرى الهواء، مثل إرشادات الممارسة المعتاد، مع مشاكل مجرى الهواء (الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، 2013).
- يجب أن يصل المرضى إلى مستويات الأكسجين المثلى لديه قبل إدخال القنينة أو إعادة إدخال القنينة فيه.
- يوصى بشدة بتوفير أنبوب احتياطي جاهز للاستخدام وعدة قنيتات داخلية إلى جانب المريض. وتُحزَن الأجهزة الاحتياطية في وسط نظيف وجاف.
- يوصى أيضًا بإبقاء جهاز احتياطي للطوارئ بجانب السرير في حال حدوث تغيير غير مخطط له لأنبوب فغر القصبة الهوائية، على سبيل المثال بسبب المضاعفات أو انهيار القنينة (الفقر) أو ما شابه ذلك. يجب أن يكون الجهاز الاحتياطي للطوارئ أصغر بمقدار مفاص واحد أو اثنين من حجم الجهاز المستخدم.
- ينبغي فحص المنتج للتأكد من سلامته وتأييده وظيئته قبل استخدامه/إخاله. تحقق من أن الأنبوب خال من الانسداد وأن مادة الكفّة ليست هشّة أو ممزقة ويمكن نفضها/تفريغها من الهواء، وتحقق كذلك من عدم وجود علامات التواء أو تمزق أو قطع، ومن استقرار الاتصال بين الأنبوب والشفة الرقبية للأنبوب، وما إلى ذلك. وفي حالة تلف المنتج، ينبغي استبداله بمنتج جديد.
- ينبغي فحص العبوة المعقمة والعبوة الخارجية بحثًا عن أي تلف قبل الفتح. وفي حالة تلف العبوة أو فتحها دون قصد، ينبغي ألا يُستخدم الجهاز.
- لا تستخدم قوى مفرطة أثناء تركيب أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية، أو استخدامه، أو إزالته.
- لا تستخدم القوة غير الضرورية على أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية عند توصيله بالأنبوب الخارجية أو فصله عنها. إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية و/أو إخلاءه/فك القنينة.
- احمل دائمًا أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية من قاعدة الموصل مقاس 15 مم عند توصيله بالأجهزة الخارجية أو فصله عنها.
- ينبغي فحص موضع النوافذ عن طريق التنظير الداخلي.
- يمكن أن يتغير ضغط الكفّة إذا تم استخدام أكسيد النيتروز (غاز الضحك) كمخدر.
- يجب أن تكون جميع أجزاء نظام نفض الكفّة خالية من الإجهاد والالتواء أثناء قياس ضغط الكفّة، وإلا فقد يُظهر مقياس الضغط قيم ضغط غير صحيحة.
- تأكد من نظافة جميع الأجزاء المسموح بها (مثل مقياس الضغط المحمول باليد) المستخدمة لنفض الكفّة (أي تكون خالية من العوارب والجزيئات المرئية والملوثات). قد يؤدي أي انسداد في نظام ملء الكفّة إلى تفريغ الكفّة من الهواء، ما سيقلل من كفاءة التنفس أو الحماية من شطف السوائل.
- لتجنب تلف الكفّة وتحسين سهولة الإدخال، تأكد دائمًا من تفريغ الكفّة من الهواء قبل إدخال الأنبوب مع توجيه الكفّة المفرغة عن إرفاق مقياس ضغط و/أو أنبوب توصيل بخط تعبئة الكفّة المنفوخة، سيحدث دائمًا تعويض للضغط الواقع بين الكفّة والجهاز المتصل. وسودي ذلك إلى فقدان طفيف للضغط في الكفّة. إذ لزم الأمر، فاعد ضبط الضغط حتى يصبح ضمن النطاق الأمثل.
- مياه داخل الكفّة: تتميز جميع كفات HVLV بدرجة معينة من نفاذية بخار الماء فيها. لذلك، قد يتراكم بخار الماء المكثف داخل الكفّة. إذا دخلت كميات أكبر من الماء عن طريق قنينة الكفّة، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء قياس غير سليم لضغط الكفّة وضبط ضغط الكفّة وتفرغ الكفّة من الهواء. وفي هذه الحالة يتعين استبدال أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية.
- عند تغيير القنينة الداخلية، تأكد دائمًا من عدم وضع خط النفض في الكفّة بين القنيتين الداخلية والخارجية، حيث قد يتم احتباسها وتلفها.

- أثناء التهوية الميكانيكية والتغيرات المتكررة في موضع المريض أو التلاعب بالأنبوب، قد تنفصل القنينة الداخلية عن القنينة الخارجية لذلك، تحقق من الاتصال القنينة الداخلية بالنتظام.
- أثناء إجراء الشفط لمنطقة تحت المزمار، تأكد من عدم زيادة الضغط السلبى عن حده وعدم استخدامه لفترة طويلة لتجنب جفاف منطقة تحت المزمار. يوصى بالشفط المتقطع. قد يؤدي إغلاق غطاء منفذ خط الشفط بعد إجراء الشفط إلى تقليل تأثير الجفاف. وقد ينسد خط الشفط بسبب الإفرازات المترافمة و/أو الحافة داخل خط الشفط أو أثناء شطف السوائل الزائدة. في حال انسداد خط الشفط، اتبع التعليمات الواردة في فصل الشفط في منطقة تحت المزمار".
- قد تؤدي ظروف التخزين غير الملائمة إلى تلف المنتج أو الحاجز المعقم.
- يجب مراقبة المعلمات الحيوية بانتظام من قبل المتخصصين.

6. تحذيرات

- لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرضت العبوة المعقمة أو العبوة الخارجية للكثف/التلف، مثل وجود حواف مفتوحة وتقوق في العبوة، وما إلى ذلك.
- لا يُسمح بإعادة المعالجة (بما في ذلك إعادة التعقيم)، فوئد بذلك في المادة المصنوع منها المنتج ووظيفته.
- المنتجات مخصصة للاستخدام الفردي فقط.
- لا يُسمح بإجراء تعديلات على منتجات Tracoe. ولن تكون شركة Tracoe مسؤولة عن المنتجات المعدلة.
- بعد إزالة نظام الإدخال، تأكد من وجود جلبة السيليكون في مكانها على قنطرة التوجيه. وإذا لم تكن كذلك، يجب إزالة جلبة السيليكون (الظليل للأشعة) فورًا من الأنبوب أو مجرى الهواء.
- أثناء التركيب الأولي للأنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية، أوقف عملية التنفس عبر مجاري الهواء العلوية على الفور عند نفض الكفّة الخاصة بكتيوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية التي تم إدخاله. يقلل ذلك من خطر الإصابة بالرضح الضغطي. تأكد من أن الكفّة ليست مثقوبة بفعل الأدوات أو الحواف العنصرورية المحادة للقصبة الهوائية.
- استخدم هلام التزليق القابل للذوبان في الماء فقط في تطبيقات التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية، لأن الهلام ذا القوام الزيتي قد يُلغف الأنبوب.
- تأكد من عدم انسداد الأنبوب عند وضع هلام التزليق على طرف السداة.
- تحقق من موضع الأنبوب وأدائه الوظيفي بعد إدخاله. إذ قد يؤدي تركيبه بشكل غير صحيح إلى حدوث ضرر دائم في الغشاء الهوائية لتوصيلة الهوائية أو تزييف طفيف، على سبيل المثال.
- لا تحرك الأنبوب أو تنقله فور إدخاله في موضعه، فقد يؤدي ذلك إلى دوران القنينة الداخلية داخل القنينة الخارجية. قد يؤدي إلى انقطاع إمداد الهواء أو خلع أنبوب ثقب القصبة الهوائية. استخدم حلقة القفل لفك القنينة الداخلية وإعادة ربطه.
- لا تستخدم أبداً القنينة الداخلية المونوفة للتهوية.
- لتجنب تلف المادة المصنوعة منها الكفّة، يجب عدم ملامستها للمواد المخدرة الموضعية التي تحتوي على الأيروسولات أو أي مرهم، مثل ديكسبانتينول.
- يُسكّن ضغط الكفّة الطويل المدى والزائد نحو يفوق 30 سم من الماء (فيما يعادل 22 مم زئبقي تقريبًا) خطرًا على القصبة الهوائية يتمثل في تلفها بشكل دائم.
- املا الكفّة بالهواء فقط ولا تملأ الكفّة بالسوائل لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الكفّة إلى أقصى حد يفوق 30 سم من الماء.
- قد يؤدي ملء الكفّة بصورة غير كافية (أقل من 20 سم من الماء) إلى عدم كفاءة التنفس و/أو زيادة خطر شطف السوائل، ما قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بأجهزة التنفس الاصطناعي (VAP) أو الالتهاب الرئوي الشفطي.
- عند تغيير وضع المريض أثناء وجوده في السرير، تأكد من أن المريض لا يستلقي على البالون المرشد، لأن ذلك قد يزيد من ضغط الكفّة وقد يتسبب في تلف القصبة الهوائية.
- لمنع تلف القنينة أو القصبة الهوائية، تأكد من تفريغ الكفّة من الهواء قبل إدخال الأنبوب أو إزالته. وإذا لم يكن من الممكن تفريغ الكفّة من الهواء، فاقطع خط النفض بمقصص وقم بتفريغ الهواء. في هذه الحالة، يكون المنتج معيّنًا ويتعين استبداله.
- قد يحدث تغيير في ضغط الكفّة أثناء حركة الهواء. لذلك، تأكد من دوام التحكم في ضغط الكفّة.
- قبل تركيب أنبوب من الهواء، تأكد من أن الجهاز التنفسي العلوي للمريض غير مسدود. وعند الانقضاء، قم بإزالة أي إفرازات من الجهاز التنفسي العلوي بواسطة الشفط أو سعال المريض.
- تأكد من استخدام الموصلات الصحيحة المزودة بقفل لور لملاء الكفّة (شفافة) والشفط (بضواء).
- تأكد من استخدام الموصّل الصحيح المزود بقفل لور (بيض) مع أسلوب ACV.
- تأكد من أن أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية خال من الانسدادات التي قد تؤدي إلى تقليل تدفق الهواء المُستلم.
- لذلك، يوصى بالشفط المنتظم للإفرازات داخل الأنبوب وفقًا لإنتاجات المريض الفردية (مثل كمية الإفرازات).
- قد تؤدي الإفرازات الزلجة المفرطة إلى اختلاص أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية. تأكد من التركيب الصحيح للأنبوب عن طريق الفحص الدوري لموضع الأنبوب وتقليل مخاطر انخلاء عن طريق شفط الإفرازات تحت المزمار.
- استخدم قنطار الشفط فقط لإزالة الإفرازات من الجهاز التنفسي العلوي للمريض وأنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية.
- فقد تُسحّر الأدوات في الأنبوب وتعلق التنفس.
- تحقق بانتظام من ثبات جميع التوصيلات في موضعها لمنع انفصال الأنبوب عن المعدات الخارجية عن غير قصد وضمان فعالية التنفس.
- حافظ على نظافة الموصل مقاس 15 مم وجفافه.
- لا تستخدم أدوات غير مصرح بها لفصل الأدوات الخارجية عن الموصل مقاس 15 مم، فقد يؤدي ذلك إلى تشويه الموصل مقاس 15 مم.
- يجب استخدام أغشية الإغلاق/صمامات الصوت فقط مع كفة مفرغة من الهواء لتجنب خطر الاختناق.
- قد يحدث تزييف أو تولد حرارة للسعال في أثناء إدخال الأنبوب وإزالته.

7. الآثار الجانبية

تتضمن الآثار الجانبية النموذجية لاستخدام أنابيب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية ما يلي: التزييف، ونقاط الضغط، والألم، والتضيق، وتهيج الجلد (بسبب الرطوبة مثلاً)، والانسحابة الحبيبية، وتلين الرغامى، والناسور الرغامى المريئي، وزيادة الإفرازات، ومصعوبات في البلع. في حالة التعرض لأثر سلبي، يرجى التواصل مع طبيب مختص على الفور.

عند استخدام أسلوب ACV، تتضمن الآثار الجانبية النموذجية ما يلي: زيادة الإفرازات، أو عدم الارتياح، أو بحة الصوت، أو السعال، أو الغثيان، أو جفاف الحنجرة بسبب استعادة وظائف الجهاز التنفسي العلوي (التنظيف/التنوّف/التشدت).

أثناء تجارب تفريغ الكفّة، قد تحدث زيادة في الإفراز، أو عدم الراحة، أو بحة في الصوت، أو سعال، أو غثيان.

8. الوصفي

تنبيه:

- يوصى بشدة بتوفير أنبوب احتياطي جاهز للاستخدام وعدة قنيتات داخلية إلى جانب المريض. وتُحزَن الأجهزة الاحتياطية في وسط نظيف وجاف.
- يوصى أيضًا بإبقاء جهاز احتياطي للطوارئ بجانب السرير في حال حدوث تغيير غير مخطط له لأنبوب فغر القصبة الهوائية، على سبيل المثال بسبب المضاعفات أو انهيار القنينة (الفقر) أو ما شابه ذلك. يجب أن يكون الجهاز الاحتياطي للطوارئ أصغر بمقدار مفاص واحد أو اثنين من حجم الجهاز المستخدم.
- يجب اتخاذ احتياطات السلامة في حال حدوث مضاعفات أثناء القيام بالإجراءات الموضحة لتوفير القدرة على التنفس الفوري عن طريق المجاري الهوائية البديلة (مثل وضع أنبوب التنفس عبر الحنجرة، وقناع الحنجرة). ويوصى بأن يمثل هذا الإجراء للإرشادات والمعايير المنارية ذات الصلة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل مجرى الهواء، مثل إرشادات الممارسة للتعامل مع مشاكل مجرى الهواء (الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، 2013).

8.1 تجهيز الأنبوب

هذا جهاز معقم، الأمر الذي يتيح استخدامه في بيئة معقمة.

يحدد الطبيب حجم الأنبوب والطول المناسب له.

يجب فحص الوظائف التالية على الفور قبل الاستخدام: وظيفة الكفّة، واكتمال أجزاء الجهاز. إذا فشل عمل الجهاز في الفحص الأولي، ففكر الإجراء باستخدام جهاز جديد. لا تتخلص من الجهاز، واتباع التعليمات الواردة في قسم "المرجعات والشكوى".

أ. اتبع ما يلي عند استخدام نظام الإدخال غير الراضح

1. أفحص العبوة المعقمة للتأكد من أنها غير تالفة وممزوجة بجميع المكونات.
2. تأكد من خلو الأنبوب من الانسداد، وأن المادة ليست هشّة أو ممزقة، ومن سلامة الكفّة، وعدم وجود التواء في خطوط النفض أو الشفط، وعدم وجود أجزاء ممزقة أو مقطوعة، واستقرار الاتصال بين الأنبوب والشفة الرقبية للأنبوب.
3. أفحص كفة HVLV للتحقق من عدم وجود تشرب بها عن طريق نفضها بمقياس ضغط محمول باليد حتى الوصول إلى ضغط يبلغ 50 سم من الماء (في ما يعادل نحو 36,78 مم زئبقي). راقب الكفّة المملوءة لمدة دقيقة واحدة لاكتشاف التشرب عن طريق انخلاء الضغط/تفريغ الكفّة من الهواء. إذا كانت الكفّة محكمة، فقم بتفريغ الهواء باستخدام مقفلة. لا تسحب أكثر من ذلك،
- أي لا تسحب الفراغ.
5. تحقق من أنه يمكن فتح حلقة القفل للقنينة الداخلية المثبتة سابقًا وإعادة قفلها بدون مقاومة. افتح حلقة القفل للقنينة الداخلية، قم بإدبارتها عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. لفل حلقة القفل للقنينة الداخلية، قم بإدبارتها في اتجاه حركة عقارب الساعة. تأكد بعد ذلك من أن حلقة القفل مقفلة بشكل صحيح وأن القنينة الداخلية مثبتة داخل القنينة الخارجية. تجنّب إزالة القنينة الداخلية من القنينة الخارجية.

تنبيه:

- تأكد من عدم تحريك جلبة السيليكون عند التحقق من آلية القفل للقنينة الداخلية لمنع وجود فجوة في الفطر بين الطرف البعيد للأنبوب وأداة الإدخال. في حال تحرك، يمكن إحكام الاتصال عن طريق سحب أداة الإدخال أو قنطرة التوجيه بعناية.

6. تحقق مما إذا كانت جلبة السيليكون تُغطي الفجوة بين الطرف المخروطي لأداة الإدخال والطرف البعيد للأنبوب ببساطة. إذا كانت توجد فجوة مرئية، يمكن إحكام ربط الوصلة عن طريق سحب أداة الإدخال أو قنطرة التوجيه بعناية.

تنبيه:

- لا تقم بفك أنبوب ثقب القصبة الهوائية المُجمّع مسبقًا والذي يتكون من نظام إدخال مزود بالقنطرة التوجيهية وأنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية والقنينة الداخلية.
- لا تسحب طرف قنطرة التوجيه أو جلبة السيليكون. تأكد من الإمساك بنظام الإدخال الكامل (أداة الإدخال، القنطرة التوجيهية).
- 7. يتم تزليق جلبة السيليكون وطرف أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية باستخدام مقدار مماثل حبة اللزائز من هلام التزليق المتوفر.
- 8. يمكن ربط حزام الرقبة بجناحي الشفة الرقبية للأنبوب للثبتيه بعد إدخال الأنبوب عند الانقضاء. في حال استخدام حزام الرقبة، يجب وضعه أسفل رقبة المريض قبل الإجراء.

ب. اتبع ما يلي عند استخدام السداة لإعادة الإدخال

1. اتبع خطوات [1] إلى [5] على النحو الموضح أعلاه و عليك القيام بما يلي:
6. تأكد من أن السداة الموجودة داخل أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية يمكن نفلها بسهولة داخل الأنبوب وخارجها.
7. ضع السداة داخل أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية.
8. ضع طبقة رقيقة من هلام التزليق على الجزء من السداة والجزء السفلي من الأنبوب، بما في ذلك الكفّة.
9. يمكن ربط حزام الرقبة بجناحي الشفة الرقبية للأنبوب للثبتيه بعد إدخال الأنبوب عند الانقضاء. في حال استخدام حزام الرقبة، يجب وضعه أسفل رقبة المريض قبل الإجراء.

8.2 تجهيز المريض

تأكد من إعداد المريض على النحو الأمثل قبل إدخال الأنبوب أو إعادة إدخاله مباشرة.

لتسهيل الإدخال، ضع المريض في وضع استلقاء مسطح على الظهر مع تمديد رقبته بشكل مفرط، إن أمكن.

8.3 إدخال الأنبوب

أ. اتبع ما يلي عند استخدام نظام الإدخال غير الراضح

1. تم تصميم نظام الإدخال غير الراضح للاستخدام مع تقنية Seldinger.
1. يتم تجهيز المريض الذي تم ثقب قصبته الهوائية لإدخال القنينة ويتم إدخال سلك Seldinger (مضمنان في مجموعات Tracoe expcr Sets وغير مضمنين في أنابيب P) في قناة القنينة.
2. ضع أنبوب ثقب القصبة الهوائية مع نظام الإدخال (أداة الإدخال، القنطرة التوجيهية) فوق سلك Seldinger في الموضع (انظر الصورة 5). إذا كنت تستخدم سلك Tracoe Seldinger، فأحرص على التوقف عندما تكون العلامة على السلك مرئية خارج الأنبوب في نهاية القنطرة التوجيهية خارج المريض.
3. أدخل الأنبوب مع أداة الإدخال والقنطرة التوجيهية مع سلك Seldinger عبر ثقب القصبة الهوائية في القصبة الهوائية. أحرص على الحفاظ على محاذاة الأنبوب، ومقبض أداة الإدخال، والقنطرة التوجيهية، وسلك Seldinger وثباتهم بيد واحدة. قد تؤدي أي إزاحة إلى حدوث فجوة بين جلبة السيليكون والأنبوب ما يتسبب في حدوث إدخال صعب أو فشل الإدخال.
4. ادفع الأنبوب إلى الامام برفق حتى تتلامس الشفة الرقبية للأنبوب مع سطح الجلد.
5. ثبت الأنبوب في مكانه بيد واحدة واسحب أداة الإدخال وقنطرة التوجيه معًا باستخدام سلك Seldinger بينما يظل أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية في مكانه داخل القصبة الهوائية (انظر الصورة 6).
- إذا كان من الصعب جدًا إزالة أداة الإدخال 6، يمكن أيضًا إزالتها مع القنينة الداخلية. لذلك، قم بفك القنينة الداخلية عن طريق تدوير حلقة القفل عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. إذا تعرضت القنينة الداخلية للإزالة عند إزالة أداة الإدخال، تأكد من إعادة إدخال قنينة داخلية بعد ذلك وتثبيتها في المكان عن طريق تدوير حلقة القفل في اتجاه حركة عقارب الساعة. يمكن أن تفقد هذه القنينة هي القنينة الداخلية التي تم إخراج نظام الإدخال منها أو قنينة داخلية احتياطية.

تنبيه:

- لا تسحب القنطرة التوجيهية بشكل منفصل بينما لا تزال أداة الإدخال داخل أنبوب ثقب القصبة الهوائية. اسحب أداة الإدخال دائمًا جنبًا إلى جنب مع القنطرة التوجيهية وسلك Seldinger أو قم بإزالة أداة الإدخال أولاً قبل سحب القنطرة التوجيهية وترك أنبوب ثقب القصبة الهوائية في مكانه داخل القصبة الهوائية.
- بعد إزالة أداة الإدخال، تأكد من وجود جلبة السيليكون في مكانها على قنطرة التوجيه. إذا انفصلت جلبة السيليكون عن القنطرة التوجيهية، فتابع على النحو التالي:
- o قم بالفحص الفردي لتجويف أنبوب فغر الرغامى. إذا ظلت الجلبة في الأنبوب، فيجب استبدال الكانيولا الداخلية بالجهاز الاحتياطي على الفور.
- o إذا كان من غير الممكن اكتشاف موقع جلبة السيليكون بصريًا، فيوصى بتصوير الصدر بالأشعة السينية لتحديد الموقع الدقيق على الفور. نظرًا لأن جلبة السيليكون شفافة للأشعة، فإن الأشعة السينية تمل كإعداد لإزالة تنظير القصبليات.

ب. اتبع ما يلي مع وجود السدادة

- إذا كانت السدادة مثقوبة ولا يمكن استخدامها مع سلك Seldinger.
- جهّز الأنبوب والمريض كما هو موضح في فصلي "تجهيز الأنبوب" و"تجهيز المريض".
- عند إدخال الأنبوب (مع وجود السدادة بالداخل) في ثقب القصبية الهوائية، امسك الأنبوب من الشفة الرقبية للأنبوب واضغط على السدادة بقوة مقابل الموصل بمقاس 15 مم.
- ادفع الأنبوب إلى الأمام برفق حتى تتلامس الشفة الرقبية للأنبوب مع سطح الجلد.
- قم بتثبيت موضع الأنبوب بيد واحدة وإزالة السدادة فوراً بعد الإدخال.

8.4 ما بعد إدخال الأنبوب

- تحقق من عدم انسداد مجرى الهواء عبر الأنبوب وإذا لزم الأمر، فاضبط موضع أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية (باستخدام منظار القصبات مثلاً).
- قم بتوصيل موصل القنينة الداخلية بمقاس 15 مم بالجهاز التنفسي إذا كانت التهوية مطلوبة.
- عند الاقتضاء؛ انفخ كفة أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية بالهواء من خلال الموصل المزود بقلع لور الموجود في البالون المرشد.
- لمنع انخلاع الأنبوب، ثبت الأنبوب في مكانه باستخدام حزام الرقبة.
- بوصى بوضع ضمادة بين ثقب القصبية الهوائية وشفة الأنبوب الرقبية لمنع تهيج الجلد الموجود أسفل الشفة.
- أعد فحص ضغط الكفة للتأكد من عدم تلف الكفة أثناء إدخال الأنبوب.

8.5 نفخ الكفة

الخيار الأول: نوصي باستخدام مقياس ضغط محمول باليد بدلاً من استخدام حقنة قياسية لنفخ الكفة. اضبط ضغط الكفة حسب العلاج التنفسي المناسب لكل فرد واحصه على فترات زمنية منتظمة. ينبغي أن يتراوح الضغط نموذجياً ما بين 20 سم من الماء (في ما يعادل 15 مم زئبق) و 30 سم من الماء (في ما يعادل 22 مم زئبق).

الخيار الثاني: استخدم جهاز إدارة الكفة من Tracoe Smart Cuff Manager للحفاظ على ضغط الكفة في نطاق يتراوح بين 20 إلى 30 سم من الماء من خلال التحكم السلبي. قم بتوصيل قفل لور الكري في جهاز إدارة الكفة Tracoe Smart Cuff Manager بقفل لور الأنبوب في صمام فحص التسريبات الخاص بأنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية. انفخ جهاز إدارة الكفة Tracoe Smart Cuff Manager باستخدام حقنة قياسية وفقاً لتعليمات الاستخدام المعنية.

تنبيه:

- عند تغيير وضع المريض أثناء وجوده في السرير، تأكد من أن المريض لا يستلقي على البالون المرشد، لأن ذلك قد يزيد من ضغط الكفة وقد يتسبب في تلف القصبية الهوائية.

8.6 توصيل/فصل المعدات الخارجية

لتوصيل الأنبوب بأجهزة أو ملحقات خارجية (مثل جهاز التنفس الصناعي)، امسك قاعدة الموصل بمقاس 15 مم بقوة وادفع طرف توصيل الجهاز الخارجي برفق حتى يتم تركيبه بإحكام في أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية. إذا سارتك شكوك بشأن نجاح التوصيل، فقم بلف طرف التوصيل ورخائه من اللفات عدة مرات لتأكيد مقدار القوة اللازمة لأصمان تأمين التوصيل ويمكن فصل الجهاز الخارجي بسهولة وفي وقت لاحق. إذا كانت عملية الفصل صعبة، فاستخدم إسفين فصل قياسي (غير مزود) لفصل أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية عن الأجهزة أو الملحقات الخارجية، وذلك عن طريق تمرير فتحة إسفين الفصل بين الموصل مقاس 15 مم والجهاز الخارجي حتى يفصل الجهاز عن بعضهما، وانظر فصل "المنتجات التكميلية".

تنبيه:

- لا تستخدم القوة غير الضرورية على أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية عند توصيله بالأجهزة الخارجية أو فصله عنها. إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية و/أو انخاعه/فك القنينة.

8.7 الشطف في منطقة تحت المزمار

- إجراء الشطف المنقطع، قم بإزالة غطاء الموصل المزود بقلع لور في خط شطف منطقة تحت المزمار.
- يمكن إجراء الشطف اليدوي باستخدام حقنة.
- بعد شطف منطقة تحت المزمار، أعد إغلاق الموصل المزود بقلع لور في خط الشطف باستخدام الغطاء.

تنبيه:

- في حالة انسداد قناة الشطف، يمكن تنظيفها عن طريق نفخ الهواء/الأكسجين (يوصى بمعدل 6-3 لترات/دقيقة كحد أدنى و12 لتر/دقيقة كحد أقصى) أو يمكن شطفها بمحلول ملحي (يوصى بسعة 2-3 مل). لا تتجاوز الحدود الموصى بها وانتبه لقدرة تحمل كل مريض. قد تظهر الآثار الجانبية التالية: تراكم الإفرازات التي يحتمل أن تكون ملوثة، عدم الارتياح، الغثيان والتهوع، الإفرازات الزرانة.
- قبل شطف خط الشطف، تأكد من قناة الكفة بشكل كافٍ.
- قم بإزالة المحلول المحلي المستخدم على الفور بعد شطف قناة الشطف.
- إذا لم تصبح قناة الشطف نظيفة، يجب تغيير الأنبوب.

8.8 أسلوب النطق بمرور الهواء فوق الكفة

تنبيه:

- يجب إجراء أسلوب ACV على يد أطباء مختصين.

يستخدم أسلوب ACV لتزويد المريض بالقدرة على النطق. لذلك، يجب ضبط الأسلوب وفقاً لاحتياجات كل مريض وقدراته. ومن الضروري توجيه المريض وإشراره في كل خطوة من خطوات أسلوب ACV لضمان التعاون وتحقيق نتائج جيدة أثناء تطبيقه.

قبل استخدام أسلوب ACV، تأكد من أن المريض يضع أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية مع كفة منفوخة بشكل دائم ولا يتحمل تغير الكفة من الهواء. وإذا لزم الأمر، يمكن ترطيب الهواء قبل النفخ من خلال خط شطف منطقة تحت المزمار الذي قد يمنع الغشاء المخاطي للحنجرة من الجفاف.

- أشرح للمريض الإجراء المخطط له. واذكر احتمالية حدوث ردود أفعال سلبية وأجب عن أسئلة المريض بوضوح.
- تحقق من عدم انسداد مجاري الهواء العلوية.
- تأكد من أن المريض قد تم تدريبه على النفخ من خلال خط شطف منطقة تحت المزمار.
- تأكد من عدم انسداد قناة الشطف.
- قم بتوصيل مصدر الهواء أو الأكسجين القابل للضبط بالموصل الأنبوبي المزود بقلع لور في خط شطف منطقة تحت المزمار عبر موصل طرف الإصبع. أو كحل بديل، يمكن استخدام أجهزة أخرى لقطع تدفق الهواء الدائم (مثل الموصل على شكل حرف Y).
- انفخ الهواء ببطء داخل المجاري الهوائية العلوية للمريض بدءاً بمعدل 1 لتر/دقيقة ثم قم بزيادته ببطء حتى الوصول إلى معدل التدفق السنوي البالغ 6-3 لترات/دقيقة حسب متطلبات المريض. لتقليل جفاف الغشاء المخاطي للحنجرة، يجب ألا تتجاوز معدلات التدفق 12 لتر/دقيقة. استخدم موصل طرف الإصبع لتحديد زمن تدفق الهواء. حيث يجب أن يتلامم هذا الإطار الزمني مع إيقاع زفير المريض. اضبط تدفق الهواء والزمن حسب راحة المريض.
- راقب رد فعل المريض واضبط المعلمنات (انسداد تدفق الهواء وزمنه) حسب الضرورة.
- عند انتهاء الجلسة، أوقف تدفق الهواء وافصل المعدات عن موصل خط شطف منطقة تحت المزمار واستبدل الغطاء.

تنبيه:

- قد يؤثر تدفق الهواء عبر المجاري الهوائية العلوية إز عاج المريض أو قد يؤدي إلى زيادة الإفرازات، أو السعال، أو الغثيان، أو التهوع.
- إذا بدا الصوت خشناً، ففكر عملية الشطف لمنطقة تحت المزمار لإخلاء مجرى الهواء.
- اضبط مدة الجلسة الواحدة لأسلوب ACV حسب قدرة المريض على التحمل.
- استخدم فترات قصيرة لجلسات أسلوب ACV من أجل منع جفاف الغشاء المخاطي للحنجرة.
- تجب مراقبة المرضى الذين لديهم ثقب بالقصبية الهوائية بانتظام عن طريق طاقم طبي مُدرَّب.

8.9 تفريغ الكفة من الهواء

قبل تفريغ الكفة من الهواء، تأكد من دخول أقل قدر ممكن من الإفرازات إلى الجهاز التنفسي السفلي، عن طريق شطف منطقة تحت المزمار أو الشطف من خلال الأنبوب، على سبيل المثال، ولتفريغ الكفة من الهواء، قم بتوصيل أي حقنة (مع دفع مكبسها للداخل) بالموصل الأنبوبي المزود بقلع لور في صمام فحص التسريبات المرشد. ومن ثم اسحب المكبس للخلف حتى يفرغ الهواء من الكفة. لا تسحب أكثر من ذلك، أي لا تسحب الفراغ. يجب تفريغ الكفة من الهواء قبل إزالة أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية.

تنبيه:

- عند إخراج الهواء من الكفة، انتبه إلى حجم الهواء الذي تم تفريغه. إذ يمثل هذا الأمر مرجحاً للتأكد من سلامة النظام فيما يتعلق بزيادة مستويات نفخ الكفة.

8.10 تغيير القنينة الداخلية

إذا تجمع الإفراز اللزج في القنينة الداخلية وأصبح لا يمكن شفطه، مما يعيق تدفق الهواء، فاستبدل القنينة الداخلية بقتية داخلية جديدة أو نظيفة.

- قم بفك القنينة الداخلية عن طريق تدوير حلقة القفل عكس اتجاه عقارب الساعة وإزالتها.
- في حال تلف المنتج، لا تستخدم القنينة الداخلية مرة أخرى، ولا تتخلص من القنينة الداخلية، واتب الإرشادات الواردة في فصل "المرجعات والشكاوى".
- بمجرد إدخال قنينة داخلية جديدة في القنينة الخارجية، قم بتثبيتها في مكانها عن طريق تدوير حلقة القفل في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

تنبيه:

- عند إدخال القنينة الداخلية، تأكد من عدم وضع خط النفخ في الكفة بين القنيتين الداخلية والخارجية، وإلا قد يتم احتباسها وتلفها.

8.11 إزالة الأنبوب

في حالة تغيير الأنبوب، جهّز الأنبوب البديل كما هو موضح في فصل "تجهيز الأنبوب". قبل إزالة الأنبوب، جهّز المريض كما هو موضح في فصل "تجهيز المريض".

- أفرغ الكفة من الهواء (راجع فصل "تفريغ الكفة من الهواء").

- قم بتثبيت الشفة الرقبية للأنبوب أثناء فك حزام الرقبة.
- امسك الشفة الرقبية بقوة واسحب أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية برفق من الثقب.
- إذا لزم الأمر، فقد يساعد شطف الإفرازات عبر الأنبوب في منع تسربها إلى الجهاز التنفسي السفلي.
- بعد إزالة الأنبوب، يجب تنظيفه بأسرع ما يمكن لمنع تراكم السوائل عليه.
- في حال تلف المنتج، لا تستخدم الأنبوب مرة أخرى، ولا تتخلص من الأنبوب، واتب الإرشادات الواردة في فصل "المرجعات والشكاوى". في حال تغيير الأنبوب، اتبع التعليمات الموضحة في الفصول "إدخال الأنبوب"، "بعد إدخال الأنبوب"، "نفخ الكفة" و"توصيل/فصل المعدات الخارجية" بعد إزالة الأنبوب.

9. العناية والتنظيف

تنبيه:

- يجب عدم استخدام الجهاز لأكثر من 29 يوماً بدءاً من الفتح الأولي للحاجز المعقم.
- إن أداة الإدخال غير الراضية وقطرة التوجيه أحادية الاستخدام غير مسموح بتنظيفها وإعادة استخدامها.
- تشتمل فترة الاستخدام القصوى هذه استخدام الجهاز على يد كل من المريض وغير المريض (مثل تنظيفه).
- لأسباب تتعلق بالنظافة ولتجنب الاختلاط عند إعادة تجميع الأنبوب بعد ذلك، يجب تنظيف قنينة خارجية واحدة فقط مع القنينة الداخلية المقابلة لها معاً.
- ينبغي فحص المنتج للتأكد من سلامته وتآدية وظيفته قبل إعادة إدخاله.

يهدف تنظيف السدادة وأنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية إلى إزالة أي سائل أو قشور خاصة بالجسم قد تمنع استخدامها السريري.

يرجى الحرص على إمساك القنينة الخارجية بعد تنظيفها من شفتيها الرقبية، وإمساك القنينة الداخلية من الموصل مقاس 15 مم وإمساك السدادة من مقبضها.

تنطبق تعليمات التنظيف اليدوي التالية على جميع طُرز Tracoe Twist Plus ومقاساتها:

- قم بفك القنينة الداخلية من القنينة الخارجية
- قم بتنظيف الأنبوب (الكابوليلا الداخلية والخارجية) والسدادة، واشطف الأجهزة كل على حدة تحت مياه الشرب الدافئة (يحد أقصى 40 درجة مئوية/104 درجات فهرنهايت) حتى تصبح نظيفة وخالية من القشور بشكل واضح.
- يجب إيلاء اهتمام خاص لضمان الشطف الكامل للأنبوب من الداخل، وكذلك خط شطف منطقة تحت المزمار، حسب الاقتضاء. لإزالة المخلفات العالقة، يمكن استخدام الفرش أو المسحات المتوفرة من Tracoe، راجع قسم "المنتجات التكميلية".
- يمكن، كطريقة بديلة، استخدام منتجات التنظيف من Tracoe (راجع قسم "المنتجات التكميلية") وفقاً لدليل الاستعمال الخاص بكل منها.
- بعد التنظيف، اشطف الأنبوب بالماء الصالح للشرب أو المقطر.
- إذا لم يكن الأنبوب نظيفاً بمجرد النظر إليه بعد الشطف، فعليك فعل ما يلي:
 - تكرار الشطف حتى يصبح نظيفاً بشكل واضح، أو
 - تكرار التنظيف باستخدام منتجات التنظيف من Tracoe، أو
 - التخلص من أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية بشكل آمن.
- ينبغي فحص جميع أجزاء الأنبوب والسدادة، في قدر كافٍ من الضوء، للتأكد من خلو الجهاز من الملوثات والقشور.
- بعد عملية التنظيف، ضع الأنبوب والسدادة على مششفة جافة ونظيفة وخالية من النسالة، وجففه بالهواء في منطقة خالية من الملوثات المنقولة جواً.
- يمكن اعتبار كل من القنيتين الداخلية والخارجية والسدادة جافة عندما لا يكون هناك دليل مرئي على وجود بقايا ماء. يُرجى التحقق من جفاف الكفة من الداخل.
- أخيراً، ينبغي إجراء فحص بصري ووظيفي قبل إعادة إدخال الأنبوب للتحقق من عدم تلف الأنبوب والسدادة (راجع أيضاً فصل "تجهيز الأنبوب").

تنبيه:

يجب تنظيف أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية (القنيتان الداخلية والخارجية) والسدادة مباشرة بعد إزالتها من الثقب لمنع جفاف المخلفات والملوثات.

- عند التنظيف، احرص على عدم إتلاف الكفة أو خط النفخ.
- عند غمر أنبوب ذي كفة في محلول تنظيف كاشف، يوصى بعدم غمر البالون المرشد في المحلول.
- يجب أن يحدد الطبيب عدد مرات التنظيف على ألا يتجاوز العدد المسموح به.
- يوصى بتنظيف أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية بشكل يومي. الحد الأقصى المسموح به لدورات التنظيف في غضون 29 يوماً هو 29 للقنينة الخارجية و35 للقنينة الداخلية، وإلا فقد يضعف التوافق الحيوي واستقرار المواد.
- يجب عدم تنظيف الأنابيب أبداً باستخدام عوامل أو إجراءات غير محددة في هذه التعليمات.
- يستخدم أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية لمريض واحد. لذلك يجب إعادته إلى نفس المريض.
- يمكن أن يؤدي عدم تنظيف الجهاز بشكل صحيح إلى تلف الأنبوب، أو زيادة مقاومة الهواء بسبب الانسدادات، أو تهيج التهاب ثقب القصبية الهوائية.
- نظراً لأن الجهاز التنفسي العلوي لا يخلو أبداً من الميكروبات، حتى في الأشخاص الأصحاء، لا نوصي باستخدام المطهرات.

10. التخزين

- خزن المنتجات Tracoe في عبواتها الأصلية وفقاً للظروف الموضحة على العبوة. ولا تسخن المنتجات إلى درجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية.
- خزن أنابيب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية بعد تنظيفها في حاوية نظيفة ومغطاة داخل مكان نظيف وجاف، وبعيداً عن أشعة الشمس. وتجب إعادة إدخال أنبوب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية في أسرع وقت ممكن. قد تؤدي ظروف التخزين غير الملائمة إلى تلف الأنبوب أو تلوئه. تجنب تخزين الأجهزة بعد تنظيفها لأكثر من 29 يوماً منذ أول استخدام لها.

11. التعبئة والتغليف

يُقدّم المنتج معقماً (باستخدام مادة أوكسيد الأليلين)، ما يتيح استخدامه تحت ظروف معقمة. لا تتطلب أنابيب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبية الهوائية من Tracoe بيئة معقمة أثناء الاستخدام أو التنظيف العادي.

12. طريقة التخلص من المنتجات

يجب التخلص من المنتجات المستخدمة وفقاً للوائح الوطنية أو خطط إدارة النفايات أو الإجراءات السريرية التي تحكم مواد النفايات الخطرة بيولوجياً، على سبيل المثال، التخلص المباشر منها في كيس أو حاوية مقاومة للتمزق والرطوبة ومحكمة الغلق، بحيث يتم توجيهها إلى النظام المحلي للتخلص من النفايات فيما يتعلق بالمنتجات الطبية الملوثة. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع مسؤول النظافة العامة في المرافق الصحية لديك، أو إدارة النفايات المحلية الخاصة بالرعاية المنزلية.

13. المرجعات والشكاوى

إذا كانت لديك شكوى بخصوص الجهاز، يُرجى التواصل مع complaint.se@atosmedical.com. إذا كان الأمر يتضمن حادثاً يجب الإبلاغ عنه، على النحو المحدد في تشریحات الأجهزة الطبية المحلية، يُرجى، فضلاً عن ذلك، التواصل مع الهيئة التنظيمية المناسبة في بلد الاستخدام.

14. المنتجات التكميلية

تتوفر أيضًا أنابيب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية Tracoe Twist Plus مع نظام الإدخال غير الراضح في شكل مجموعة Tracoe Experc مع مجموعة التوسيع Tracoe Experc Dilation Set.

يُعد سلك توجيه Tracoe Seldinger جزءًا من المجموعتين المذكورتين أعلاه. كما يتم توفيره أيضًا منفصلًا مع قنطرة التوجيه أو من دونها.

14.1 المنتجات الموصى بها:

- الكانيولات الداخلية الاحتياطية Tracoe Twist Plus
- حُقن بموصل قياسي ذكري مزود بقفل لور
- أجهزة مراقبة ضغط الكفة لكثافات HVL P مع موصل لور القياسي الذكر
- جهاز إدارة الكفة Tracoe Smart Cuff Manager
- هلام التزليق المعقم والقابل للذوبان في الماء لتطبيقات ثقب القصبة الهوائية
- أحزمة الرقبة
- أسافين فصل أنابيب التزويد بالهواء عبر ثقب القصبة الهوائية/الأنابيب الرغامية مع موصلات مفاص 15 مم
- مبادلات الرطوبة (HME) مع موصل قياسي ذكري مفاص 15 مم

14.2 منتجات اختيارية:

- صمامات الصوت وأغطية الإغلاق مع موصل قياسي ذكري مفاص 15 مم
- مواد التنظيف التي تقدمها Tracoe
- ملحقات التنظيف (مثل المسحات والفرش والحوض) التي تقدمها Tracoe
- واقي الدش من Tracoe
- الضمادات والضمادات
- المنسوجات الواقية (مثل المرايل والأوشحة ولفائف الرقبة)

15. الأحكام والشروط العامة

يُتأثر قرار بيع كل منتجات Tracoe وتسليمها وإرجاعها حصريًا على أساس الأحكام والشروط العامة السارية، والمتوفرة إما من خلال شركة Tracoe Medical GmbH وإما على موقعنا الإلكتروني www.tracoe.com.

Symbols

	الجهة المصنعة היצרן; Manufacturer;
	Country of manufacture with date of manufacture; بلد التصنيع مع تاريخ التصنيع ארץ ייצור עם תאריך ייצור
	تاريخ انتهاء الصلاحية תאריך אחרון לשימוש; Use-by date;
	Batch Code; קוד הדפעה קוד אצווה; LOT
	Medical Device; جهاز طبي התקן רפואי; MD
	Instructions for use; הוראות שימוש; IFU
	Caution, consult instructions for use; זהירות, יש לעיין בהוראות השימוש; תבייה, רاجע תעלימות האסתخدام
	Federal (USA) law restricts this device to the sale by or on the order of a physician
	Single Patient - multiple use; מטופל יחיד - שימוש רב פעמי; מريض واحدة - استعمال متعدد
	Sterilized using ethylene oxide; עיקור באמצעות אתילן אוקסיד; מעقم באסתخدام الأستيلين
	Do not resterilize; אין לעקר מחדש; מעقمة بالعلاج الإشعاعي
	Do not use if package is damaged; אין להשתמש אם האריזה פגומה; يجب عدم الأستخدام إذا كان التغليف تالفًا
	Peel here; افتح هنا לפתוח כאן; Peel here.
	Keep away from sunlight and keep dry; יש להרחיק מאור השמש ולאחסן במקום יבש; يجب الحفاظ على المنتج جافًا وبعيدًا عن أشعة الشمس
	Storage temperature limit; הגבלת טמפרטורת אחסון; حد درجة الحرارة والتخزين
	Single sterile barrier system; מערכת חסימה סטרילית בודדת; نظام حاجز مُعقم أحادي
	Single sterile barrier system with protective packaging outside; מערכת חסימה סטרילית בודדת, כולל אריזת מגן חיצונית; نظام حاجز مُعقم أحادي بتغليف واقٍ خارجي
	Not made with phthalates (e.g. DEHP); (DEHP, למשל) ללא פתאלטים (DEHP) خالي من مادة الفثالات
	Not made with Natural Rubber latex; יוצר ללא لاتקס טבעי; غير مصنوعة من مادة اللاتكس الطبيعية
	Packaging Content; תכולת אריזה; 1 pcs.
	MR conditional; MR ממותנה; آمن بشروط في مجال الرنين المغناطيسي
	Triman symbol and Infotri for France; סמל Infotri-1 Triman עבור צרפת; رمز Triman و Infotri لأجل فرنسا
	Packaging is recyclable; האריזה ניתנת למחזור; العبوة قابلة لإعادة التدوير
	Recycling guidelines; إرشادات إعادة التدوير; הנחיות מיחזור
	Fenestration; פנסטריצה; نوفةذة
	Low-pressure cuff; כفة الضغط المنخفض שרוולית לחץ נמוך
	Suction line; خط الشفط צינורית שאיבה
	Minimally-traumatic inserter; أداة إدخال تسبب أقل قدر من الرضح התקן החדרה המצמצם טראומה